



k a t a l o g p r o d u k t ů

www.hema.cz

www.hema.cz

www.hema.cz

www.hema.cz

www.hema.

www.hema.cz

www.hema.cz

hema.cz

www.hema.cz

www.hema.cz

www.hema.cz

www.hema.cz

www.hema.cz

www.hema.cz



Vážení chovatelé,

Společnost HEMA Malšice s.r.o. má dlouholetou tradici. Rodinná firma byla založena v roce 1920 panem Františkem Hejným. Původní sortiment veterinárních a hospodářských pomůcek se postupně rozšiřoval. Za minulého režimu firma, pod názvem Chirana, vyráběla a dodávala chovatelské produkty do všech zemí tehdejšího hospodářského bloku. V roce 1991 se společnost v rámci privatizačního projektu vrátila k originálnímu názvu HEMA. Je znovu pod vedením potomků původního zakladatele, navázala na tuto tradici a dále vyrábí a dodává potřeby pro chov hospodářských zvířat.

Nyní k Vám přicházíme s rozšířenou nabídkou pomůcek a produktů pro Vaši každodenní práci. Víme, že jste pracovně velice vytíženi. Naši snahou proto bylo nezahltit Vás příliš širokým sortimentem, obrázky a texty, ale vybírali jsme ve spolupráci s Vašimi profesními kolegy takové produkty, které mají vysokou kvalitu v poměru k ceně.

Naše výroba a dodávky zboží jsou zajišťovány za dodržování přísných pravidel dle mezinárodních standardů certifikace systému řízení jakosti ISO 9001:2000.

Pokud by Vám v katalogu chyběl jakýkoli typ zboží, jsme schopni Vám ho dle Vašich požadavků dodat.

Záleží nám na Vaší spokojenosti a vzájemné spolupráci, na kterou se budeme těšit.



Ing. Jarka Helclová
ředitelka společnosti

Obsah:

INSEMINACE PRASAT	6
Odběr spermatu	6
Analýza spermatu	6
Kontrola hustoty spermatu	7
Laboratorní pomůcky	7
Příprava dávek	8
Plnění dávek	8
Vybavení laboratoře v chovech	9
PROGRAM VIP - VETERINÁRNÍ INSEMINAČNÍ PROGRAM	9
Ředidla kančího spermatu	9
Obaly inseminačních dávek	10
Uchování a přeprava inseminačních dávek	10
Označení dávek	11
Zavaděče	11
PROGRAM VIP - INTRAUTERINNÍ INSEMINACE	12
Pomůcky pro správný postup při inseminaci	13
DETEKCE BŘEZOSTI & MĚŘENÍ TUKU	14
Ultrazvuková zařízení	14
Příslušenství pro ultrazvuková zařízení	14
CHOVATELSKÁ PÉČE O PRASATA	15
Pomůcky pro porodny a ošetření selat	15
Kautery	17
Podpora pro slabá selata v prvních hodinách a dnech po narození	17
Infrazářiče, infražárovky	18
Ohřívací podložky	18
OZNAČOVÁNÍ	19
Spreje a křídý	19
Stájové tabulky	19
PLASTOVÉ UŠNÍ ZNÁMKY – OZNAČOVÁNÍ SELAT A PRASNIC	20
Popisovače na plastové ušní známky	21
TETOVÁNÍ ZVÍŘAT	21
Čísla s ostrým hrotem	21
Písmena s ostrým hrotem	21
Tetovací nástroje	21
Tetovací barvy	21
FIXACE A POHÁNĚNÍ PRASAT	22
BIOSECURITY	22
Zábrany a pádla	22
Plastové zábrany	23
PROGRAM BIOPROTEKCE	23
Ochrana a dezinfekce rukou a povrchů	25
Ochranné oděvy pracovní	25
Ochrana a dezinfekce obuvi	25
Ochranné pomůcky při aplikaci detergentů a dezinfekcí	26
Detergenty	26
Dezinfekce	26
Suché stájové dezinfekce	27
Profesionální nářadí a přístroje pro úklid stájí	28
Přístroje a pomůcky pro aplikaci detergentů a dezinfekcí	28
Sanitace vodního systému	29
Přístroje a pomůcky pro sanitaci a medikaci vodního systému	30
NOVÁ SLUŽBA PRO CHOVATELE PRASAT	31
PREVENCE ÚNIKU CHEMIKÁLIÍ	32
Hygiena – pomůcky	32
Přeprava a uložení kadáverů a materiálu živočišného původu	32
Přípravky a pomůcky proti kousání a stresu	33
INJEKČNÍ AUTOMATY A APLIKÁTORY	33
Injekční automaty	33
Injekční jehly	34
Injekční systém MUTO	34
Sterilizační systém Sterimatic	34

OCHRANNÉ SPREJE NA OŠETŘENÍ PORANĚNÍ KŮŽE A DEZINFEKCI POVRCHŮ	35
NAPÁJENÍ A KRMENÍ	35
Napáječky nerezové ventilové, kuličkové	36
Kolíkové napáječky s mosazným šroubením, nerezový náustek	36
Nerezové kolíkové napáječky	36
Příslušenství pro kolíkové napáječky	37
Miskové napáječky	37
AQUA LEVEL	37
Nerezové miskové napáječky	37
Plastové krmné misky	37
Nerezové krmné misky	38
Krmítka pro selata	38
Dávkovací krmítka pro selata	38
Krmné automaty	39
Vozíky na krmení	39
PÉČE O SPÁRKY A PAZNEHTY	40
Ošetření paznehtů a spárek	40
Bovibond	41
OCHRANNÉ POMŮCKY	41
Oděvy	41
Rukavice	41
Ochranné masky	41
Ochrana nohou	42
Ochrana sluchu	42
Ochrana očí a hlavy	42
Osobní hygiena a antiseptické prostředky	42
INSEMINACE SKOTU	43
Odběr semene	43
Analýza spermatu	43
Zpracování dávek	43
Ředění spermatu	43
Pejety	43
Uchování dávek	43
Inseminace	43
Péče o telata	44
Péče o skot	44
OZNAČOVÁNÍ SKOTU	44
Aplikační kleště na plastové známky	44
Popisovače na plastové ušní známky	44
Mosazné známky pro skot	44
PLASTOVÉ UŠNÍ ZNÁMKY PRO SKOT - ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE	45
Vzory popisu	46
ELEKTRONICKÉ UŠNÍ ZNÁMKY PRO SKOT A OVCE/KOZY V ÚSTŘEDNÍ EVIDENCI	47
Elektronické ušní známky	47
Čtečky pro elektronické ušní známky	47
Doplňky k tyčové čtečce ALLFLEX	47
VÁŽENÍ ZVÍŘAT	48
EID systém vážení skotu	48
Váhy	48
DOJENÍ A PÉČE O STRUKY	49
Fixace skotu	49
ELEKTRICKÉ OHRADNÍKY	49
Ošetřování - veterinární pomůcky	50
ZVÍŘECÍ HYGIENA VE STÁJI	51
Hemastal, Hemastal Soft	52
MĚŘENÍ TEPLOTY A PH	53
DEZINSEKCE	53
DERATIZACE	54
Systém prevence výskytu krys, potkanů a myší	54
Jedové stanice	54
DRŮBEŽ	55
OVCE A KOZY	56
KONTAKTY	58




Inseminace prasat

Odběr spermatu

H009P0004	Odběrová nádoba - termo	500 ml
H009P0005	Fantom prasnice IBERSAN	Kožená přikrývka, ergonomický tvar a nastavitelná výška. výška: 75 cm až 90 cm, šířka: 55 cm až 75 cm, délka: 100 cm
H007P0001	Fantom prasnice HEMA	Pogumovaný povrch, výška: 90 cm, šířka: 75 cm, délka: 100 cm
H023P0006	Filtry kulaté na odběr semene	Průměr 220 mm, balení 200 ks
H010P0001	Filtry kulaté na odběr semene	Průměr 230 mm, balení 200 ks
H007P0002	Odběrový sáček šikmý	š. 240 mm, d. 570 mm
H007P0003	Odběrový sáček šikmý delší	š. 240 mm, d. 690 mm
H023P0001	Gumová protiskluzná podložka	100x100x1,5 cm s obdélníkovými otvory, váha 12,5 kg.
H022P0004	Rukavice, krátké, všeobecná ochrana	Na očištění penisu, jednotná velikost
H022P0009	Rukavice vinylové, nepudrované	Pro odběr semene, velikost S - XL
H009P0064	ZooNet utěrky dezinfekční	
H009P0065	ZooNet utěrky dezinfekční	Náplně
H009P0066	Suispray 1L - dezinfekce penisu / vulvy	
H020P0001	Buničitá vata na očištění penisu	Pytel 10 kg


Analýza spermatu

H009P0007	Mikroskop Binokulární N-200-M	Moderní mikroskop s vysokým rozlišením. WF 10x, P16x DIN 4x, 10x, 40x(S), 100x(S,Ou) Lampa 6V, 20W
H009P0008	Digitální binokulární mikroskop DN-200M	Mikroskop s digitální kamerou. Rozlišení 640x480 WF 10x, P16x DIN 4x, 10x, 40x(S), 100x(S,Ou)
H009P0009	Vyhřívací destička pro mikroskop	Vyhřívací destička vhodná pro ohřev spermatu. 15x13 cm
H009P0010	Žárovka pro mikroskop	6V/200W
H009P0011	Fázový kontrast	
H009P0012	Krycí sklíčko	22x22 mm - 100 ks
H009P0013	Krycí sklíčko	20x20 mm - 100 ks
H009P0014	Podložky pro mikroskop	25,4 x 76,2 mm - 50 ks
H009P0015	Pipety	Skleněné - 250 ks
H009P0016	Pipety	Plast - 500 ks
H023P0008	Prodloužený teploměr na semeno	31 cm, -10 až 50° C
H023P0235	Nádobka na odběr kontrolních vzorků dávek	1,5 ml, 1000 ks
H023P0007	SOEHNLE digitální váha	Do 5000 g, přesnost +/- 1g



Kontrola hustoty spermatu

H009P0017	Fotometr Ibersan	
H009P0018	Kryt kyvety	
H009P0019	Kyveta k fotometru 10 ml	
H009P0020	Fotometr Accucell	
H009P0021	Kyveta k fotometru Accucell, bal. 100 ks	
H009P0022	Žárovka k fotometru Accucell	
H026P0005	Spermiodensimetr podle dr. Karase	
H009P0023	Mikropipeta - automatická 200µl	
H009P0024	Odběrové nástavce pro mikropipetu 200µl	




Laboratorní pomůcky

H009P0025	Suiwash 5I - Dezinfekce laboratoře	Neutrální detergent k omývání laboratorních pomůcek a povrchů
H009P0026	Nádoba - Erlenmeyer	3000 ml
H009P0027	Nádoba - Erlenmeyer	5000 ml
H009P0028	Kádinka	400 ml
H009P0029	Kádinka	2000 ml
H009P0030	Kádinka	3000 ml
H009P0031	Kádinka	5000 ml
H009P0032	Teploměr lihový	Rozmezí -10 až +150° C
H009P0033	Pipeta se stupnicí	1 ml
H009P0034	Pipeta se stupnicí	5 ml
H009P0035	Pipeta se stupnicí	10 ml
H009P0036	Stlačitelná nádoba	Plastová, obsah 1 l
H023P0214	Acticid, 500 ml	Dezinfekční přípravek k okamžitému použití na bázi metylalkoholu. Ničí bakterie, kvasinky, plísňe, viry na různých druzích povrchů. Lze použít k dezinfekci nástrojů např. kleští, pinzet. Dezinfekce povrchů v laboratoři



Příprava dávek

H009P0037	Přístroj k míchání a zahřátí ředidla	Výhřev až 300° C, citlivost: 1° C, rychlost: 1000–1200 rpm, max. kapacita 10 l
H009P0038	Kabinet k ohřátí ředidla i dávek před inseminací 18 l	26, 9x41x47cm, výkon 48 W
H009P0039	Vodní lázeň 8 l	42x18x11cm, výkon 500W, citlivost 0,5°C
H009P0040	Vodní lázeň 27 l	60x30x15cm, výkon 1000W, citlivost 0,5°C
H009P0041	Vodní lázeň s cirkulací 25 l	45x30x17cm, výkon 1050W, citlivost 0,1°C
H009P0042	Sterilizační přístroj 80 l	Sterilizace skleněného nádobí 40x40x45cm – 1000W, až 200°C
H009P0043	Sterilizační přístroj 120 l	Sterilizace skleněného nádobí 40x55x55cm – 1600W, až 200°C
H009P0044	Centrifuga	6 místní centrifuga, 4000 otáček za minutu, Ø 25 x 27cm, kapacita 6 x 10 ml
H023P0236	Barva na odlišení dávek	100 ml
H023P0237	Přístroj na výrobu demineralizované vody. Produkce až 300 l, při 10° tvrdosti zdroje vody.	Včetně 2 náplní
H023P0009	Demineralizovaná voda 5 l pro výrobu inseminačních dávek	Pro použití ve sterilizátoru a vodní lázni - zabránění vzniku vodního kamene
H009P0053	Primwater – čištěná, deionizovaná voda pro výrobu inseminačních dávek 5 l	



Plnění dávek

H007P0004	Plnicí linka – velká
H007P0006	Teflonové plátno k velké svářečce
H007P0009	Kovová topná páska pro velkou plnicí linku (délka 60 cm, šířka 0,4 cm)
H007P0010	Plastový stojánek na tuby - plexi vozík
H007P0011	Plexi nádoba šikmé dno
H007P0227	Plexi nádoba rovné dno

Plnicí a svářecí linka na inseminační tuby

Sestava umožňuje variabilní a individuální řešení dle prostorových a provozních podmínek jednotlivých ISK
kapacita linky - až 1.000 ks/hod

Základní souprava obsahuje:

- ✓ 1 stojan
- ✓ 1 plnička v pravostranném nebo levostranném provedení
- ✓ 1 vodící lišta
- ✓ 2 stojánky na tuby
- ✓ 1 svářečka na 6 tub

Pro větší ISK lze dle specifikace doplnit:

- ✓ 1 vodící lišta
- ✓ 2 přechodové moduly
- ✓ 1 až 4 plastové stojánky
- ✓ 1 náhradní nádoba k plničce
- ✓ 1 otočný stojan plničky se dvěma nádobami



Vybavení laboratoře v chovech

Kompletní vybavení laboratoře ve Vašem chovu Vám umožní:

- ✓ Výrobu vlastních inseminačních dávek
- ✓ Zabezpečení BIOSECURITY použitím jednorázových materiálů
- ✓ Nízkou investici do celkového vybavení
- ✓ Jednoduché a rychlé zpracování dávek
- ✓ Úsporu pracovních a celkových nákladů na výrobu dávek

H009P0045	Univerzální uzávěr pro sáček Suimix
H009P0046	Uzávěr pro sáček Suimix
H009P0047	Trychtýřek pro plnění sáčku Suimix
H009P0048	Stojan pro plnění dávek - nerez
H009P0049	Sáček Suimix na mix ředidla a spermatu 3 l
H009P0050	Sáček Suimix na mix ředidla a spermatu 5 l
H009P0051	Vyhřívací deska IBERSAN
H009P0052	Digitální váha - nerezová deska
H009P0053	Primwater – čištěná, deionizovaná voda pro výrobu inseminačních dávek 5 l
H023P0010	Lahvička pro inseminační dávku, šroubovací uzávěr, obsah 100 ml, stupnice po 20 ml 500 ks
H009P0122	Sáček Suibag, obsah 100 ml, 16,5x10cm Balení 1000 ks.



Program VIP - Veterinární inseminační program

Ředidla kančího spermatu

H007P0014	VIP 3, 5l
H007P0015	VIP 5, 5l
H010P0002	Safe Cell 500ml / 5l, tekuté ředidlo
H010P0003	All In One - sáček obsahující ředidlo IMV 100ks



Ředidla řady VIP

- ✓ Výroba řady ředidel VIP je zajišťována za dodržování stanovených pravidel výroby dle systému řízení jakosti ISO 9001:2000.
- ✓ Je tak garantována nejen nejvyšší kvalita výroby, ale zároveň i nejvyšší kvalita a čistota vstupních komponentů a látek.
- ✓ Ředidla obsahují širokospektrální antibiotika Gentamycin a Neomycin s vysokým antibakteriálním účinkem.
- ✓ Výroba probíhá v pravidelných šaržích, každá šarže ředidel je před distribucí testována.
- ✓ Zákazníkům jsou ředidla dodávána vždy čerstvá, nemusí být dlouho uchovávána a nesnižuje se tak dlouhodobým skladováním jejich kvalita.

Zákazníkům používajícím ředidla řady VIP a SafeCell garantujeme vysokou kvalitu z nich vyrobených dávek za dodržení stanovených návodů na výrobu, skladování a přepravu.

Jako nadstandardní službu dle dohody se zákazníkem zajistíme prověření/audit:

- ✓ vlastní výroby inseminačních dávek a dodržení stanovených postupů
- ✓ distribuce inseminačních dávek ze stanice k chovateli
- ✓ systému a úrovně uskladnění a manipulace s inseminačními dávkami u chovatele

VIP 3 – ochrana spermatu až 4 dny po naředění

VIP 5 – ochrana spermatu až 6 dnů po naředění




Obaly inseminačních dávek

H007P0016	Inseminační tuba bílá (1000 ks v kartonu)
H007P0017	Inseminační tuba růžová (1000 ks v kartonu)
H007P0018	Inseminační tuba zelená (1000 ks v kartonu)
H007P0019	Inseminační tuba bílá (2000 ks v kartonu)
H007P0020	Inseminační tuba růžová (2000 ks v kartonu)
H007P0021	Inseminační tuba zelená (2000 ks v kartonu)
H007P0022	Inseminační tuba zelená (2000 ks v kartonu), s ražbou
H007P0023	Inseminační tuba modrá (2000 ks v kartonu)
H007P0024	Inseminační tuba modrá (2000 ks v kartonu), s ražbou
H007P0025	Inseminační tuba žlutá (2000 ks v kartonu)
H007P0026	Inseminační tuba žlutá (2000 ks v kartonu), s ražbou
H007P0030	Inseminační tuba bílá s odlamovací špičkou (1000 ks v kartonu)
H007P0031	Inseminační tuba bílá s odlamovací špičkou (2000 ks v kartonu)
H007P0032	Inseminační tuba zelená s odlamovací špičkou (1000 ks v kartonu)
H007P0033	Inseminační tuba zelená s odlamovací špičkou (2000 ks v kartonu)
H007P0034	Inseminační tuba růžová s odlamovací špičkou (1000 ks v kartonu)
H007P0035	Inseminační tuba modrá (1000 ks v kartonu)
H007P0036	Inseminační tuba modrá s odlamovací špičkou (1000 ks v kartonu)
H007P0037	Inseminační tuba žlutá (1000 ks v kartonu)
H007P0038	Inseminační tuba žlutá s odlamovací špičkou (1000 ks v kartonu)
H023P0010	Lahvička pro inseminační dávku, šroubovací uzávěr, obsah 100 ml, stupnice po 20 ml 500 ks
H009P0122	Sáček Suibag, obsah 100 ml, 16,5x10cm, balení 1000 ks.



Uchování a přeprava inseminačních dávek

H009P0054	Klima kabinet 16 l pro uchování dávek	Klima kabinet ideální pro přepravu kančího a králíčího spermatu, kapacita 16 l vlastnosti: digitální teploměr, vnitřní ventilace, citlivost 0,5°C, 230V / 12V, 40 W rozměry: 36x27x40 cm
H009P0055	Klima kabinet 36 l pro uchování dávek	Klima kabinet ideální pro úschovu a přepravu kančího a králíčího spermatu, kapacita 36 l vlastnosti: digitální teploměr, vnitřní ventilace, citlivost 0,5°C, 230V / 12V, 50 W rozměry: 55x38x38 cm
H009P0056	Klima kabinet 50 l pro uchování dávek	Klima kabinet ideální pro úschovu a přepravu kančího a králíčího spermatu, kapacita 50 l vlastnosti: digitální teploměr, vnitřní ventilace, citlivost 0,5°C, 230V / 12V, 50 W rozměry: 58x49x53 cm
H009P0057	Klima kabinet 160 l pro uchování dávek	Klima kabinet ideální pro úschovu kančího a králíčího spermatu, kapacita 160 l vlastnosti: kompresor, digitální teploměr, vnitřní ventilace, citlivost 0,5°C, 230V / 125 W rozměry: 60x85x60 cm




Označení dávek

H021P0001	Etiketovací kleště
H021P0002	Štítky do etiketovacích kleští barevné
H021P0003	Štítky do etiketovacích kleští bílé

Zavaděče

H009P0058	A - zavaděč pěnový pro prasnice, žlutý bez přechodky (500 ks v krabici)
H009P0059	A I - zavaděč pěnový pro prasnice, žlutý s přechodkou (500 ks v krabici)
H009P0060	C - zavaděč pěnový pro prasničky, bez přechodky (500 ks v krabici)
H009P0061	C I - zavaděč pěnový pro prasničky zelený, s přechodkou (500 ks v krabici)
H023P0280	Prodlužující hadička k zavaděči pro autoinseminaci 1 ks, baleno po 10ks, 1000 ks v krabici



Zavaděče dodávané v programu VIP jsou individuálně baleny pro zajištění vyššího stupně hygieny a zabránění přenosu infekcí. Jsou opatřeny měkkou pěnovou olivkou, která je přizpůsobena fyziognomickému tvaru krčku prasnic nebo prasniček. Použitý materiál i tvar zabezpečuje vždy perfektní uzavření krčku – nezáleží na plemeni zvířete, jeho stáří či velikosti. Olivka napodobuje efekt látky, která je vylučována v poslední fázi ejakulace kance při přirozené inseminaci. Tato látka vytváří lepkavou zátku v krčku a zamezuje zpětným výtokům z dělohy. Uzavřením pomocí pěnové olivky jsou minimalizovány zpětné výtoky během inseminace, takže celá dávka je využita k inseminaci.

Po ukončení inseminačního úkonu je doporučeno zavaděč ponechat po určitou dobu uvnitř zvířete, dochází tím ke stimulaci stahů dělohy a zlepšuje se příjem celé dávky.


Zavaděče opatřené uzavíratelnou přechodkou mají tu výhodu, že po inseminaci můžete odejmout inseminační tubu a zavaděč uzavřít, nedochází tak k zpětnému výtoku skrz trubici zavaděče a celá dávka je využita k oplodnění.

Program VIP – Veterinární inseminační program

Intrauterinní inseminace

H007P0231 Zavaděč intrauterinní VIP pro prasnice, hygienicky baleno po 1 ks

H007P0232 Zavaděč intrauterinní VIP pro prasničky, hygienicky baleno po 1 ks



Myslíte, že je možné dosahovat až 100 % v zabřezávání prasnic?

S pomocí programu VIP to lze!

Program VIP je systém inseminace prasnic pro nejlepší výsledky ve Vašem chovu.

Co je to program VIP?

Systém inseminace prasnic, kdy je inseminační dávka pomocí speciálního zavaděče VIP zapravena ZA DĚLOŽNÍ KRČEK do děložních rohů. Nazýváme ho proto intrauterinní.

Základem je zavaděč VIP s univerzální pěnovou hlavicí a pod ní v trubici zavaděče vloženou membránou s přehybem

Zavaděč VIP vždy zlepšuje stávající výsledky klasické inseminace.

Zavaděč VIP je nadstavbou pro dosažení nejlepších výsledků, které klasickou inseminací nelze zajistit

Zavaděč VIP je nejvyšší stupeň umělé inseminace prasnic

Jak program VIP funguje?

Doprava spermií do dělohy je řešena unikátním patentovaným systémem, kdy v trubici zavaděče je vložena tenká nespermicidní membrána. Tato membrána je speciálně přeložena, aby byla při tlaku rukou na inseminační dávku protlačena přes záhyby děložního krčku. Membrána funguje jako potrubí, která dopraví spermie za děložní krček. Za děložním krčkem dojde k rozlití spermií do děložních rohů.

Přínosy programu VIP!

Konstrukce zavaděče VIP zajišťuje naprosto bezpečný přenos inseminační dávky přímo do dělohy. Nehrozí poranění vnitřních pohlavních orgánů, membrána je měkká.

Zavaděč VIP je balen individuálně – tím je zaručeno dodržení vysoké úrovně hygieny inseminace

Spermie jsou dopraveny čistou cestou do pohlavních orgánů (přes potrubí membrány). Membrána se vysunuje zevnitř ven, takže nemůže dojít k přenosu nečistot z vnějšku.

Spermie neprocházejí imunitní bránou v děložním krčku, nedochází k selekci, k oplodnění se dostávají všechny spermie z aplikované inseminační dávky.

Velmi jednoduchá metoda, rychle se ji naučí i nezkušený pracovník (po krátkém odborném zaškolení)

✓ Ekonomické:

Vysoké procento zabřezávání a vysoké procento oprašených prasnic znamená stabilitu výroby vepřového masa, je důležité i pro maximální využití porodních míst a míst ve výkrmu, což znamená stabilní tržby a tok peněz.

Snížení počtu přeběhlých prasnic přináší snížení počtu jalových dní (jeden neproduktivní den prasnice stojí v nákladech cca 80 Kč)

Snížení výkyvů v zabřezávání mezi inseminačními turnusy přináší stabilizaci výsledků

✓ Organizační:

Inseminační systém se upravuje na specifika farmy

Sníží se časová náročnost na práce spojené s vlastní inseminací. Inseminace u prasnice s dobře vyhledanou říjí trvá cca 1 min

Odpadá manipulace s kancem při vlastní inseminaci

Program VIP není náročný na časový odstup mezi inseminacemi, vzniká zde prostor pro organizační změny.

Ve všech případech, kdy byl program VIP uplatněn s informacemi HEMY, došlo ke zlepšení výsledků

První inseminace dle programu VIP je doporučeno provádět po jednoduchém zaškolení inseminačních techniků a za dozoru konzultanta HEMY.

Proč jsou vždy výsledky lepší s pomocí programu VIP než klasickou metodou inseminace?

1. Protože spermie z inseminační dávky jsou vpraveny přímo do dělohy prasnice (Při klasické metodě je místem vpravení ZAČÁTEK děložního krčku. V prostoru děložního krčku musí spermie při cestě do dělohy překonat imunitní bariéru vytvořenou organismem prasnice. Zde je velké procento spermií zlikvidováno či poškozeno, je tak značně snížen jejich počet určený k oplození vajíček)
2. Protože u programu VIP spermie z inseminační dávky neprocházejí imunitní bariérou, k oplodnění vajíček zůstává maximum dobrých spermií
3. Protože tím máme k dispozici více kvalitních spermií k oplození vajíček, které zapravujeme hlouběji do pohlavních orgánů přímo do dělohy.
4. Proto musí být vyšší procento oplozených prasnic a vyšší počet všech narozených selat s pomocí programu VIP než při použití klasické metody inseminace.


Pomůcky pro správný postup při inseminaci

H009P0062	Suigel - inseminační gel 500 ml
H009P0063	Suigel - inseminační gel 5000 ml
H009P0064	ZooNet utěrky dezinfekční - náplně vč. plastového kontejneru
H009P0065	ZooNet utěrky dezinfekční - náplně
H009P0066	Suispray 1L - dezinfekce penisu / vulvy
H009P0067	Stimulační oblouk pro inseminaci
H012P0001	Kančí pach - BOARMATE spray, 80 ml
H020P0001	Buničitá vata na otírání vulvy, penisu a selat pytlů 10 kg
H006P0001	HEMASTAL pytel 25 kg
H006P0002	HEMASTAL malá paleta 500 kg = 20 pytlů
H006P0003	HEMASTAL velká paleta 1000 kg = 40 pytlů
H023P0205	Umělohmotný kyblík s madlem
H024P0001	Seřezávač tub

HEMASTAL – VLASTNOSTI:

- ✓ Vysoušecí a protiskluzové schopnosti
- ✓ Nízká prašnost a zdravotní nezávadnost pro obsluhující personál
- ✓ Antibakteriální a fungicidní vlastnosti
- ✓ Omezení šíření bakterií, mikrobů a mikroorganismů
- ✓ Snížení hodnoty čpavku
- ✓ Dezinfekce a podpora hojení poranění (spárků, paznehtů)
- ✓ Kladný vliv na kvalitu rohoviny
- ✓ Zkvalitnění následných hnojících účinků kejdy
- ✓ Přátelské k životnímu prostředí

Podrobnější informace o inseminaci na str. 51



H023P0012	Kančí pach Scippy. Detekce říje nebo stimulace při klasické inseminaci Sprej 250 ml
H022P0004	Rukavice, krátké, vhodné pro inseminaci
H022P0005	Rukavice modré vhodné pro obecnou ochranu, neobsahují latex, vel. XS–XL
H022P0009	Rukavice vinylové, číré, všeobecná ochrana
H023P0011	Inseminační vozík, speciálně vyvinutý na zjednodušení práce inseminačního technika. Veškeré pomůcky jsou snadno dostupné. Vybaven 12V napojením, lze pro zvýšení kvality uchování dávek napojit přenosný 12V klima box
H009P0054	Klima kabinet 16 l pro uchování dávek

Značkovací spreje a křídly viz str. 19



Inseminace:

Postup k dosažení maximální hygieny při inseminaci a odstranění hnisavých výtoků po inseminaci!

Děložní krček prasnice je během říje a při inseminaci otevřený a je vstupní branou pro nečistoty, bakterie a vznik zánětů v reprodukčním traktu. V tomto období je nutná prevence.

Prevence je NEJLACINĚJŠÍ! Následná léčba zdravotních problémů pohlavních orgánů je velmi drahá.

V tomto období je nutné zajistit maximální možnou hygienu v době říje a provádění inseminačního úkonu prasnic a prasniček.

Naprostou zásadním postupem je mechanická očista a úklid výkalů a očištěný prostor posypat tenkým filmem suché dezinfekce HEMASTAL.

- ✓ Hlavním přínosem při použití suché dezinfekce HEMASTAL je zamezení výskytu zánětů a výtoků v období říje a inseminace a v období po inseminaci.
- ✓ Je velice důležité bezprostředně po každém inseminačním úkonu odstranit nečistoty v prostoru pohlavních orgánů (od slabin k zádi) a prostor posypat suchou dezinfekcí HEMASTAL. Na povrchu se vytvoří tenká vrstva dezinfekce, která zajistí maximální hygienu a čistotu pohlavních orgánů v období po inseminaci, kdy prasnice uléhá na podlahu. Uléhá do suchého a vydezinfikovaného prostoru!
- ✓ Dalším efektem je následná kontrola zpětných výtoků inseminační dávky během inseminace a po inseminaci.
- ✓ Vždy používejte při inseminaci rukavice – omezíte přenos bakterií a chorob přímo na sliznice a do pohlavních orgánů. Přerušíte možnost přenosu nákazy z jiných úseků a kategorií (porodny, předvýkrm, výkrm).
- ✓ Používejte při inseminaci ZÁSADNĚ individuálně balené zavaděče.

Detekce březosti & měření tuku

Ultrazvuková zařízení



Hema Malšice s.r.o.

Váš dodavatel a výrobce chovatelských potřeb

IBERSCAN A9

- ✓ Více volnosti
4 hodiny v neustálém provozu
- ✓ Více paměti
uložte až 128 snímků
- ✓ Všestranný a výkonný přístroj pro diagnostiku březosti, jeho vysoká přesnost přináší chovatelům významné úspory při její včasné detekci. IberScan A9 je nově vyvinutý typ scanneru, konstrukčně přizpůsobený náročnému prostředí chovů,
- ✓ jednoduché použití,
- ✓ svou velikostí, 16x12x4,5 cm a váhou 800 g je IberScan A9 jedním z nejkompaktnějších a nejlehčích scannerů na trhu.
- ✓ Více barev
- 5" barevný TFT display
- ✓ Stejná cena
49 000,- Kč



NOVINKA

VČASNÉ ZJIŠTĚNÍ BŘEZOSTI VAŠICH PRASNIC ŠETŘÍ VAŠE NÁKLADY!

ULTRA ODOLNÝ - GUMOVÝ KRYT - ODOLNÝ PROTI VODĚ

H009P0069 Ultrazvuk IBERSCAN A9, březost prasat, mechanická sonda

Sonograf Multispecies 3000

Univerzální terénní bateriový přístroj, rektální sonda pro skot a koně, lze dokoupit i konvexní sondu na prasnici, řada funkcí, výborné zobrazení

H009P0070 Ultrazvuk Multispecies 3000, universální s rektální sondou



Příslušenství pro ultrazvuková zařízení

Aby Vaše ultrazvukové zařízení fungovalo tak jak si představujete, je třeba zvážit, co je potřeba přiojednat – **bez gelu se neobejdete.**

H009P0071 Návlek na ruku pro IBERSCAN A9

H009P0072 Sonda k ultrazvuku Multispecies 3000

H009P0073 Gel pro ultrazvuk 5 l ULTRAECO

H009P0074 Gel pro ultrazvuk 250 ml ULTRAECO

H012P0003 Scangel 5 l



Chovatelská péče o prasata

Pomůcky pro porodny a ošetření selat


H023P0181	BIO BAG Obsah 30 l, 50 x 60 cm, 10 ks na roli, 30 ks v balení. Celkem 300 ks Biodegradibilní - pro balení odpadů živočišného původu - např. porodny selat. Zvýšená hygiena, snížení nákaz
H022P0009	Rukavice, krátké, vinylové, 100 ks, nepudrované
H023P0002	Gumová protiskluzná podložka 165x110 x 1,7 cm s kulatými otvory Pod prasnice v porodním kotci. Použití i pod telata
H023P0003	Gumová protiskluzná izolační podložka 96x58x 1,8 cm. Optimální ochrana a pohodlí. Vhodná do porodního kotce selat, lze snadno čistit vodou pomocí VAP.
H023P0004	Gumová podložka SUPER GRIP v délce 25 m 100 x 1 cm Při porodu pro zvýšení hygieny, v hnízdě selat jako izolační, jako protiskluzná podložka pod prasnice v porodnách
H023P0016	Dlouhé rukavice. 100 ks, ochrana při porodech. Silné a lehce elastické pro lepší ohmat
H022P0002	Rukavice GIA GLOVE, dlouhé, vhodné pro umělou inseminaci
H015P0004	Emaskulátor Hausmann, 150 mm
H015P0005	Emaskulátor Hausmann, 190 mm
H015P0006	Kleště na štípání zoubků selat
H015P0007	Kleště na štípání zoubků selat malé
H023P0281	Elektrická bruska na zoubky selat, rychlé a bezbolestné broušení zoubků
H020P0001	Buničitá vata na otírání selat, pytel / 10 kg
H009P0081	TEPLOMĚR – Infra na dálkové měření teplot
H026P0012	Digitální veterinární teploměr, kontrola teploty prasnice
H009P0082	ZooGel - Porodní, vyšetřovací gel 5000 ml
H023P0015	Kleště porodní, nerezové, oční + čelistní háček, délka 54 cm. Jednoduše čistitelné pro zvýšenou hygienu a zabránění přenosu infekce.
H023P0016	Dlouhé rukavice, vhodné pro porody prasat. Silné a lehce elastické pro lepší ohmat 100 ks, vhodné i pro porody a inseminaci skotu
H023P0031	Omniplast, 1,25 x 920 cm, náplast na roli Jako prevence proti poranění struků u nově narozených prasniček, zalepit v prvních týdnech po narození. Může být použita i jako páska k prevenci roznožek u selat.
H023P0032	Omniplast, 2,5 x 920 cm, náplast na roli
H023P0033	Omniplast, 5 x 920 cm, náplast na roli
H023P0034	Protect sprej, 250 ml – ochranný sprej proti poranění kůže a na odřeniny. Vytváří jemný film na pokožce během 60 vteřin. Zamezuje znečištění a přístupu bakterií do rány, urychluje hojení. Při potřebě silného ochranného filmu nastříkejte na očištěný povrch 2 až 3 vrstvy ze vzdálenosti 15 cm. Lze použít jako prevence proti poranění struků u nově narozených prasniček.
H023P0030	Páska proti prevenci roznožek u selat Velcro 10 ks
H023P0040	Ošetřovací vozík pro selata nerezový - zjednodušuje práci ošetřovatelů na porodnách a snižuje stres selat

Rozměry: Horní část - 145 x 60 cm, výška - 90 cm, 2 velká směrová kolečka a 4 otáčecí pro snadnou manipulaci. Spodní odkladná nerezová plocha - 145 x 45 cm. Speciálně vyvinutý vozík pro ošetření nově narozených selat. Vybavený 2 plastovými boxy (60 l), 3 plastovými nádobami na odkládání pomůcek s 2 přihrádkami a držadlem a 6 plastovými tubami. Ulehčuje práci, ošetřovatel může na všech selatech z vrhu vykonat všechna nezbytná ošetření (injekční, kastrace atd.) rychle a pro něho ve správné pozici. Selata z vrhu odchytíte a dejte do prvního boxu, postupně ošetřete a odkládejte do druhého boxu, následně všechna vracíte k prasnici. Veškeré boxy a nádoby jsou odnímatelné, vozík je snadno omyvatelný a hygienický.



Ošetřovací vozík lze doplnit o následující příslušenství:

H023P0041	Kabel na připojení do sítě, 10 m - 4 zásuvky
H023P0042	Malý držák na kastraci selat od 2 do 7 dní - kastraci je lepší provádět co nejdříve, rána se tak lépe hojí
H023P0043	Úchyt pro držák na kastraci selat na ošetřovací vozík
H023P0044	Plastový box 60 l
H023P0045	Plastová nádoba na odkládání pomůcek s 2 přihrádkami a držadlem
H023P0046	Váha elektronická nerezová - platforma. Lze použít v kombinaci s ošetřovacím vozíkem na zvážení selat ve vrhu a následně pro kontrolu přírůstků. Displej může být připevněn na stěnu. Vážení do 100 kg. Napájení na baterie nebo adaptér.
H006P0001	HEMASTAL pytel 25 kg
H006P0002	HEMASTAL malá paleta 500 kg = 20 pytlů
H006P0003	HEMASTAL velká paleta 1000 kg = 40 pytlů
H023P0205	Umělohmotný kyblík s madlem



HEMASTAL – ZÁSADY PŘI PORODU:


V období porodu je reprodukční trakt velice náchylný na vznik zdravotních problémů v pohlavních orgánech a může snadno dojít k zanesení infekce. Toto je způsobeno otevřeným děložním krčkem, který je jinak uzavřený.

Je NUTNO zajistit zvýšenou zoohygienu v porodním kotci.

- ✓ Vysypejte lože pod prasnici suchou dezinfekcí HEMASTAL SOFT před počátkem porodu a znovu po jeho ukončení. Před porodem také vysypejte prostor, kam umístíte selata bezprostředně po porodu, suchou dezinfekcí HEMASTAL SOFT (např. hnízdo pod lampou, v budce atd.) Selata jsou pak v čistotě, suchu a teple.
- ✓ Před prvním příjmem mleziva selaty posypejte mléčnou žlázu HEMASTALEM a proveďte masáž vemínek a odstříknutí mléka. S masáží s použitím HEMASTAL zároveň provádíte očistu a dezinfekci mléčné žlázy.
- ✓ Narozená selata otřete buničinou a osušte suchou dezinfekcí HEMASTAL SOFT, nedojde k jejich podchlazení a sníží se tak počet úhynů. Při osušení selat při porodu je vhodné zároveň vydezinfikovat suchou dezinfekcí HEMASTAL SOFT pupeční šňůru (po zkrácení) – lepší a rychlejší hojení.
- ✓ Po porodu je velice důležité k očištěným a vydezinfikovaným strukům prasnice přiložit selata, aby se mohla napít mleziva – zaručíte jim přísun energetické zásoby „pohotové energie“, která je nezbytná pro jejich zdárný vývoj. Zabráníte úhynům selat, až 30% selat má problém se po porodu dostat ke strukům.




H023P0047	Dávkoč pro RAPIDDES - ochrana a dezinfekce rukou
H023P0048	Ochrana a dezinfekce rukou RAPIDDES - I I, dodává maximální ochranu a hygienu vašich rukou.
H023P0049	Skalpel - držák, nerezový
H023P0050	Skalpel sklápěcí - držák, nerezový
H023P0051	Nůž do skalpelu, sterilní č. 22
H023P0268	Powder Spray 200 ml - odstraňuje viry, bakterie, plísň. Po nastříkání prášek vytvoří silnou krustu, vyšší standard dezinfekce povrchů
H023P0052	Blue Spray 200 ml - dezinfekční a antiseptický přípravek. Ničí bakterie, viry, plísň. Vhodný k rychlé dezinfekci povrchů a také kastračních a veterinárních nástrojů



Kautery

- H023P0055 Kauter plynový Standard - použití kauteru dramaticky snižuje vznik infekcí
Použití cca 1 hodinu od naplnění
- H023P0056 Kauter plynový Super - vysoce výkonný, vhodný pro větší chovy
- H023P0238 Náhradní nůž Standard k plynovému kauteru
- H023P0239 Náhradní nůž Super k plynovému kauteru
- H023P0284 Elektrický kauter s podpěrkou, včetně nože
- H023P0292 Náhradní nůž
- H023P0282 Elektrický kauter Standard, bez nože
- H023P0283 Nůž Standard - rovný
- H023P0286 Nůž Standard – tvar V
- H023P0285 Úchyt pro elektrický kauter Standard



KAŽDÉ ZACHOVANÉ SELE MÁ HODNOTU!

Podpora pro slabá selata v prvních hodinách a dnech po narození.

- H023P0035 PIG PUSHER 500 ml

Podpora imunitního systému a energie u selat, snížení počtu úhynů. Na bázi vaječného žloutku. Zvyšuje vitalitu nově narozených selat, speciálně v případě nedostatku mleziva (např. velké vrhy, málo mléka). Prevence průjmů, které mohou nastat při stresových situacích jako změna krmení, klimatu ve stáji atd.

Dávkování: Den 1 - 2 dávky po 2 ml, den 2 a 3 - 1 dávku po 2 ml. Dávkovač se dodává zvlášť. Ve stresových situacích nebo po antibiotikách u všech nově narozených selat po 3 dny aplikovat 1 dávku po 2 ml.

TIP: Nově narozená selata, která mají nižší váhu než 1,1 kg, sníží tělesnou teplotu o 3° C do 30 minut po narození.

Ztrácí orientační smysl a schopnost dostat se ke strukům prasnice a tím k výživě a možnosti vývoje. Podávání PIG PUSHER sníží Vaše ztráty - každé sele je důležité pro Vaši ziskovost!



- H023P0036 Dávkovač (2 ml) - pumpička

- H023P0037 Ferrosol 1 l kg

Doplňek zcela pokrývá nedostatek železa u selat během kojícího období, snižuje úhyny, nahrazuje očkování, méně stresu pro selata, snižuje riziko infekce a poranění po vpichu, zvyšuje hmotnost selat při odstavu, snižuje pracnost. Obsahuje další podpůrné látky.

Ferrosol může být aplikován přes kolíkové napáječky od narození do odstavu. Dávkování 15 ml do 1 l pitné vody od druhého nebo třetího dne po narození. Umístěte k hnízdu selat, mimo dosah prasnice.



Mějte svá selata v teple!


Infrazářiče, infražárovky

H005P0036	Infrazářič, průsvitný plast kryt
H005P0037	Infrazářič, hliník reflektor Ø 270
H005P0038	Infrazářič, hliník reflektor Ø 320
H005P0039	Infrazářič, hliník reflektor Ø 210
H005P0040	Ochranná mřížka k infrazářiči
H012P0004	Infražárovka 150V, light – INTERHEAT
H012P0006	Infražárovka 175V, heavy – INTERHEAT
H005P0041	Přenosná zástrčka CEE IP 44
H005P0042	Porcelánová objímka Ø 43
H005P0043	Porcelánová objímka Ø 54



Ohřívací podložky

H023P0017	Výhřevná podložka 40 x 90 cm, včetně senzoru a ochranné tyče kabelu
H023P0018	Výhřevná podložka 40 x 120 cm, včetně senzoru a ochranné tyče kabelu
H023P0019	Výhřevná podložka, trojúhelníková, 68 x 68 x 68 cm, včetně senzoru a ochranné tyče kabelu
H023P0020	Termostat pro výhřevnou desku
H023P0021	Výhřevná podložka 40 x 90 cm, bez senzoru, s ochrannou tyčí kabelu
H023P0022	Výhřevná podložka 40 x 120 cm, bez senzoru, s ochrannou tyčí kabelu
H023P0023	Výhřevná podložka, trojúhelníková, 68 x 68 x 68 cm, bez senzoru, s ochrannou tyčí kabelu



H023P0024	Thermo Oáza - teplovodní podložka, 100 x 55 cm COMFORT zelená - výhřev zdola přes podlahové topení
H023P0025	Thermo Oáza - teplovodní podložka, 115 x 45 cm COMFORT zelená - výhřev zdola přes podlahové topení
H023P0026	Thermo Oáza - teplovodní podložka, 100 x 55 cm SOLAR černá - výhřev shora pomocí infra lampy
H023P0027	Thermo Oáza - teplovodní podložka, 115 x 45 cm SOLAR černá - výhřev shora pomocí infra lampy
H023P0028	Uzávěr pro teplovodní podložku
H023P0029	Teplu absorbující gel pro teplovodní podložku SOLAR 80 g



Podmínky v hnízdě jsou pro selata kritické a v prvních 3 dnech jsou zvláště relevantní k procentu úhynu selat. Použití teplovodních podložek pozitivně ovlivňuje vývoj selat a snižuje riziko poranění. Na rozdíl od jiných výhřevných podložek nabízejí teplovodní podložky selatům přirozenou polohu v jamce/pelíšku. Selata jsou tak klidnější, bez stresu. Podložky jsou vyrobeny z pevného, otěru rezistentního nylonového materiálu. Mají zesílené okraje na ochranu proti okusování. Jsou velice jednoduše omyvatelné a hygienické.

Označování

Značkovácí barva – sprej RAIDEX 400ml pro prasata a skot

H017P0002 Červená - možnost objednávky i v 200 ml

H017P0003 Modrá - možnost objednávky i v 200 ml

H017P0004 Zelená - možnost objednávky i v 200 ml

H017P0005 Fluorescenční žlutá



OZNAČOVACÍ SPREJE + KŘÍDY na všechny druhy zvířat

H023P0057 Označovací sprej 500 ml, zelený - možnost objednávky i v 200 ml

H023P0058 Označovací sprej 500 ml, modrý - možnost objednávky i v 200 ml

H023P0059 Označovací sprej 500 ml, červený - možnost objednávky i v 200 ml

H023P0060 Křída značkovácí, červená, zelená, modrá, žlutá, fialová a černá

Značkovácí křídý s prodlouženou trvanlivostí pro prasata, skot, ovce

H017P0006 Červená

H017P0008 Modrá

H017P0009 Zelená

H017P0010 Oranžová



Značkovácí křídý

H017P0011 Červená

H017P0012 Modrá

H017P0013 Zelená

H017P0014 Fialová

H017P0015 Žlutá

H017P0016 Černá

H017P0017 Bílá

H017P0018 Oranžová

H017P0019 Fluorescenční fialová



Stájové tabulky

H007P0230 Stájová tabulka pro prasnice. Viditelná evidence údajů. Velikost A4. Plastová, lze opakovaně použít.

H007P0235 Stájová tabulka pro prasnice. Papírová.

Hemo STÁJOVÁ TABULKA PRASNICE										Evidenční číslo:		
Ušetřeno:					Placení:					Chovatel:		
Datum narození:												
VHM	ZAPUŠTĚNÍ				OPRAŠENÍ							
	Datum	Kanec	Datum	Kanec	Datum	Kanec	Datum	SV	SŽ	SD	Datum	
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												
8.												
9.												
10.												

Vzorování vzorky:

Plastové ušní známky

– označování selat a prasnic

SPOLEHLIVÉ, RYCHLÉ A LEVNÉ OZNAČOVÁNÍ PRASAT PRO ÚSTŘEDNÍ I VLASTNÍ EVIDENCI

- ✓ Sedm barevných variací, lze např. odlišovat selata z různých odstavů, od různých dodavatelů a vytvořit si tak vlastní manažerský systém.
- ✓ Známky S a M lze využít pro označení prasat v ústřední evidenci. Popis včetně čísla hospodářství, loga a CZ.
- ✓ Jednotlivé typy a barvy známek lze vzájemně kombinovat.
- ✓ Kontrastní laserový popis je zárukou čitelnosti.
- ✓ Ušní známky lze popisovat i speciálními nesmazatelnými popisovači.
- ✓ Aplikací kleště jsou univerzální pro všechny typy známek.



H014P0001 S - plastová ušní známka. Kulatá ušní známka vhodná pro označení selat po narození. Průměr 27 mm. Výška popisu 6 mm.

H014P0004 M - plastová ušní známka. Znamka ve tvaru podkovy vhodná pro označení selat při odstavu. Lze aplikovat i dospělým zvířatům před opuštěním hospodářství. 27 x 34 mm. Možnost většího popisu - až 11 mm

H014P0007 L - plastová ušní známka. Ušní známka pro prasnice. KOVOVÝ HROT umožňuje snadnou aplikaci u mladých i starších zvířat. 43 x 50 mm. Dodáváme čisté nebo dle požadavků popsané laserem - výška až 22 mm

H003P0020 Elektronická ušní známka Allflex s čipem pro kompidenty – samičí díl. Každé číslo je unikátní, nemůže dojít k záměně. Lze použít opakovaně. Oranžová barva. Popis laserem

H003P0021 Protikus – samčí díl, prodloužená délka hrotu pro snadnou aplikaci na dospělé zvíře

H003P0017 Aplikací kleště ALLFLEX na plastové ušní známky včetně náhradního hrotu (v rameni kleští)

H014P0129 Aplikací kleště na plastové ušní známky HEMA



Popisovače na plastové ušní známky

- H003P0030 Popisovač na plastové známky - střední popis
- H003P0031 Popisovač na plastové známky Allflex - dvojitý hrot



Tetování zvířat

Číslo s ostrým hrotem

- H007P0041 Číslo tetovací 5 mm
- H007P0051 Číslo tetovací 7 mm
- H007P0061 Číslo tetovací 6 mm, krátký hrot, kleště Ketchum
- H007P0071 Číslo tetovací 6 mm, dlouhý hrot, razník Ketchum
- H007P0073 Číslo tetovací 15 mm ostrý hrot
- H007P0083 Mezerník 7 mm (5 mm)
- H007P0084 Mezerník 10 mm
- H007P0085 Mezerník 20 mm
- H007P0086 Mezerník 30 mm




Písmena s ostrým hrotem

- H007P0098 Písmeno tetovací 6 mm, krátký hrot, kleště Ketchum
- H007P0099 Písmeno tetovací 7 mm, ostrý hrot
- H007P0100 Písmeno tetovací 10 mm ostrý hrot

Tetovací nástroje

- H007P0193 Kladivo tetovací 20 mm
- H011P0001 Kleště tetovací 6 mm, tvar T - Ketchum, šestimístné
- H001P0001 Kleště tetovací 4/7 mm, tvar T
- H011P0002 Razník tetovací 6 mm - Ketchum, šestimístný
- H011P0003 Gumová podložka do tetovacích kleští Ketchum - 6 mm




Tetovací barvy

- H017P0020 Tetovací barva černá, 600 g
- H017P0001 Tetovací barva 60 g, bílá
- H017P0021 Tetovací spray - 225 ml černý
- H017P0022 Tetovací kulička - ROLL ON, 65 g, černá

Fixace a pohánění prasat

H015P0001	Smyčka k fixaci prasat Jílek
H015P0002	Smyčka k fixaci prasat s brzdou
H015P0003	Lanko drátěné ke smyčce Jílek
H023P0067	Pohaněč tyčový, PVC, 50 cm, včetně baterií
H023P0068	Pohaněč tyčový, PVC, 70 cm, včetně baterií
H023P0069	Pohaněč tyčový, PVC, 90 cm, včetně baterií
H023P0070	Pohaněč Pikador, kulatý tvar. Silný elektrický šok
H023P0071	Nástavec pro pohaněč Pikador 75 cm
H023P0072	Pohaněč Kawe, kulatý tvar. Silný elektrický šok
H023P0073	Nástavec pro pohaněč Kawe 75 cm



BIOSECURITY

Zdraví prasat je to nejcennější, co chovatel má, znamená efektivní a ekonomickou výrobu a vyšší výnosy.


Zásady a cíle BIOSECURITY:

- ✓ Ochránit zdraví prasat před invází vnějších patogenů
- ✓ Zamezit přenosu infekcí mezi kategoriemi prasat v rámci chovu – vstup do jednotlivých úseků opatřit dezinfekční rohoží nebo kontejnery na dezinfekci obuvi
- ✓ Dodržovat důslednou zoohygienu
- ✓ Dodržovat očistu a dezinfekci ustájení při výměně turnusů
- ✓ Stabilizovat zdravotní stav zvířat

Dodržování základních principů prevence a BIOSECURITY je ten nejlevnější postup k dobrému zdravotnímu stavu Vašich zvířat.

Zábrany a pádla

H023P0074	Zábrana naháněcí a dělicí 125x76x2,5 cm červená, modrá, žlutá, zelená
H023P0075	Zábrana naháněcí a dělicí 106x76x2,5 cm červená, modrá, žlutá, zelená
H012P0011	Zábrana naháněcí a dělicí , červená, modrá, žlutá, zelená, 92x76x2,5 cm
H023P0076	Pohaněč plastový tvar pádla červený, 108 cm
H023P0077	Pohaněč plastový tvar pádla modrý, 108 cm
H023P0078	Pohaněč plastový tvar pádla zelený, 108 cm
H023P0079	Pohaněč plastový tvar pádla žlutý, 108 cm



Plastové zábrany

- ✓ Lehké – vyrobené ze silného polyetylenu
- ✓ Pevné – dlouhodobá životnost materiálu
- ✓ Použitelné v úzkých i širších prostorách – s úchyty na 2 stranách
- ✓ Snadno omyvatelné – zvýšená hygiena



NOVINKA – 4 barvy modrá, žlutá, zelená, červená

- ✓ Zábrany
- ✓ Poháněče – tvar pádla
- ✓ Úklidové a čistící pomůcky – škrabky, košťata, lopaty

Zdravotní stav Vašich prasat je jedním ze základních předpokladů jejich výkonnosti a Vašeho zisku. Nabízíme jednoduchý systém protinákazových opatření – v každém oddělení používejte jinou barvu:

Modrá:	Porodny
Žlutá:	Odstav
Zelená:	Inseminace - přehánění prasnic
Červená:	Výkrm

Máte tak jistotu, že jednotlivé zábrany, poháněče a další pomůcky nejsou používány v jiných odděleních na farmě. Zabráníte tak přenosu nákaz a snižování užitkovosti.

Program BIOPROTEKCE – jednoduché zásady hygieny na farmách prasat.

Pro ekonomický stav Vaší farmy není nic důležitějšího než zdravotní stav Vašich zvířat.

Patogeny, bakterie, viry nejsou viditelné a můžeme je tak snadno sami přenášet po všech prostorách ustájených zvířat. Dodržování zásad hygieny a programu BIOPROTEKCE je důležité preventivní opatření s cílem snížení nákladů na produkci. Se zlepšením hygienických podmínek se v chovech snižuje počet onemocnění a nákaz, zároveň i počet nemocných, uhynulých zvířat. Dochází k jednoznačnému zvýšení efektivity výroby v chovu.


Je důležité začít u sebe.

Ruce

- ✓ Víte, co jste všechno dělali pomocí rukou za posledních 10 minut? Zkuste si to sami monitorovat a zjistíte, jak důležité je dodržovat hygienu rukou při práci se zvířaty. **Umývejte si ruce pravidelně.** Vždy první použijte **tekuté mýdlo Green Microkill** na suchou pokožku!
- ✓ **Dezinfikujte si ruce** před a po zacházení se zvířaty pomocí přípravku **Rapiddes** a vždy pro další ochranu při jednotlivých úkonech **používejte jednorázové rukavice.**

Obutí

- ✓ Nejenže se všeho dotýkáme, ale zároveň všude procházíme. Zabraňte tomu, aby Vaše obutí bylo nosičem a distributorem problémů v celém chovu!
- ✓ Používejte ochranné obutí/**holínky s hladkým vzorkem**, aby bylo jednodušší je očistit.
- ✓ Po použití by mělo být standardním postupem očistit obuv pomocí **čističe holínek**, případně vysušit pomocí **elektrického vysoušeče** a uložit ji na **nerezovém držáku.**
- ✓ Před každé oddělení umístěte **kontejner na dezinfekci obuvi** s roztokem dezinfektantu VIROCID nebo MEGADES a před každým vstupem na oddělení v něm obuv nášlapem opláchněte. Roztok je nutno pravidelně měnit.
- ✓ Přeháněcí uličky a průchozí chodby vysypávejte pravidelně suchou stájovou dezinfekční podestýlkou **HEMASTAL.**
- ✓ Před vstup na farmu a administrativní budovy umístěte **dezinfekční rohože**, které absorbují dezinfekční roztok VIROCID nebo MEGADES, ten je při nášlapu uvolňován.



Oblečení

- ✓ Čisté oblečení je vždy příjemnější a hygienické.
- ✓ Používejte vhodné a pohodlné oblečení. Doporučen je Supreme overal, který je vyroben ze špinu odpuzujícího materiálu, je lehký, prodyšný a zadní díl je pro větší pohodlí při práci ušit z pružného materiálu.
- ✓ Před vstupem na jiné oddělení či k jiné kategorii zvířat se převlečte, případně použijte jednorázový overal.

Před naskladněním zvířat musí být **stáje čisté a suché**. Nejlepší cestou jak toho dosáhnout je:

1. Očištěním s použitím zpěňovacího detergentu (BIOGEL, TOPFOAM, BIO CID-S)
2. Opláchnutím vodou
3. Dezinfekcí (VIROCID, MEGADES, KICKSTART 2, CID 20)

Je prokázáno, že největšího snížení bakterií a patogenů je dosaženo při prvních dvou krocích tj. očištění a opláchnutí. Nemá cenu dezinfikovat, pokud první dva kroky nejsou provedeny správně a pořádně.

Očištění a dezinfekce

Špinavá stáj po jednom produkčním cyklu	> 1.000.000 bakterií na 1 litr vzduchu
Po smáčení a očištění	< 100.000 bakterií na 1 litr vzduchu
Po smáčení / očištění a dezinfekci	< 10.000 bakterií na 1 litr vzduchu

Postup při očištění

- ✓ Odstraňte mechanicky všechny nečistoty a výkaly.
- ✓ Opláchněte vodou.
- ✓ Aplikujte zpěňovací detergent.
- ✓ Použijte přípravek BIO GEL, BIO CID-S nebo TOPFOAM
- ✓ Aplikujte pěnu na všechny povrchy pomocí přístroje Greenline nebo zpěňovací lancety - trysky s nastavitelnou koncentrací, kterou lze napojit na vysokotlaký čisticí přístroj VVAP.
- ✓ Díky zpěňování je místo aplikace viditelné, zároveň se snižuje spotřeba přípravku při zachování účinnosti (pěna má oproti spreji velkou povrchovou aktivitu).
- ✓ Nechte působit 10 - 30 minut.



Postup při opláchnutí vodou

- ✓ Čistěte pomocí vody pod vysokým tlakem, 100-120bar max.
- ✓ Opláchněte veškeré povrchy a věnujte speciální pozornost škvírám, dělicím příčkám, tyčím, tj. všem místům, kde mohou nečistoty ulpět.
- ✓ Postupujte směrem shora dolů a od přední části dozadu. Jakmile jste hotovi, opláchněte povrchy znovu pomocí normálního tlaku vody (po uplynutí kontaktní doby).

Postup při dezinfekci

S dezinfekcí je nutno počkat 2-3 hodiny po očištění, aby všechny povrchy mohly uschnout.

Pro dezinfekci doporučujeme použít přípravky, které mají následující vlastnosti:

- ✓ jsou vysoce účinné, rychlé a efektivní při nízkých koncentracích
- ✓ jsou biodegradabilní
- ✓ pokrývají široké spektrum patogenů prasat
- ✓ mají dobrou penetraci (důležité u pórovitých povrchů jako např. beton)
- ✓ nejsou příliš agresivní a korozivní
- ✓ fungují i při nízkých teplotách
- ✓ netoxické pro lidi i zvířata

VIROCID , MEGADES,
KICKSTART. CID 20

Při aplikaci dezinfekčních přípravků je nutno používat ochranné pomůcky jako helmu se štítem proti rozstříku, respirátor, overal a rukavice – dle bezpečnostních listů.


H023P0048	RAPIDDES - dezinfekční prostředek na ruce. Maximální ochrana a desinfekce rukou, antiallergenní. 1 l
H023P0192	GREEN - Micro Kill, 2 l. Antiseptické tekuté mýdlo na ruce.
H023P0214	Actacid, 500 ml, dezinfekční přípravek na bázi metylalkoholu. Ničí bakterie, kvasinky, plísně, viry na různých druzích povrchů.
H022P0009	Rukavice, krátké, vinylové, čiré. Všeobecná ochrana, pevné, vhodné např. při inseminaci prasat. Velikosti S - XL. 100 ks
H022P0005	Rukavice, krátké, non-latex, S -XL. Modré 100 ks
H023P0016	Dlouhé rukavice. Ochrana při porodech. Silné a lehce elastické pro lepší ohmat. 100 ks



H009P0087	OVERAL - kapuce a zip.Vhodný pro doplňkovou a rychlou ochranu, pro návštevy atd. Jednorázový
H023P0197	Plášť - ochrana oblečení proti špíně – zvýšená hygiena. Jednorázový
H023P0272	SUPREME OVERAL - vyroben ze špínu odpuzujícího materiálu, je lehký, prodyšný a zadní díl je pro větší pohodlí při práci ušit z pružného materiálu. Modrý nebo zelený. Vel 48 - 64 50% Polyester a 50% bavlna.Vzdušný, vysoká kvalita. Lze prát.



H023P0200	Držák na holínky - nerez	3 páry	
H023P0201	Holínky -dezinfekční s ocelovou ochrannou špičkou - žluté. Speciálně doporučené do chovů prasat.	velikosti od 37/38 do 48/49	
H023P0202	Holínky -dezinfekční s ocelovou ochrannou špičkou -zelené. Speciálně doporučené do chovů prasat.	velikosti od 37/38 do 48/49	
H009P0088	NÁVLEKY na holínky, silné, vysoké	50 ks	
H023P0276	NÁVLEKY na obuv, nízké, modré	100 ks	
H026P0001	Elektrický vysoušeč holínek .	Příkon 9 W.	
H023P0180	Čistič holínek - nerezový	2 kartáče, připojení na vodu	
H023P0177	Kontejner na dezinfekci obuvi plastový - prevence přenosu nákazy.	65 x 40 x 18 cm	
H023P0178	Dezinfekční rohož s krytem	85 x 60 x 3 cm	
H023P0179	Dezinfekční rohož s krytem	180 x 90 x 3 cm	



Přípravky a pomůcky pro dokonalé očištění prostorů ustájených nebo převážených zvířat

Ochranné pomůcky při aplikaci detergentů a dezinfekcí

H023P0273	OVERAL - dezinfekční. Vhodný jako ochrana při čištění a dezinfekci stájí. Všitá kapuce.	100% Flexotane. Pružný a vzdušný materiál. Lze prát.
H023P0274	Pracovní rukavice PVC, červené, 35 cm. Ochrana proti chemikáliím	Jednotná velikost
H023P0275	Pracovní rukavice gumové, 4 l. cm. Vysoce odolné proti všem druhům chemikálií.	Jednotná velikost
H023P0185	Ochranná helma s jemným drátěným štítem a ochrannými sluchátky H7.	Vhodná při čištění a dezinfekci prostorů ustájených zvířat
H023P0186	Antikondenzační bezpečnostní brýle, bez odvětrávacích otvorů	
H023P0187	Antikondenzační bezpečnostní brýle, se skrytými odvětrávacími otvory.	Materiál - pružný čistý acetát
H023P0188	Ochranný kryt obličeje a hlavy.	Plně nastavitelná velikost.
H023P0201	Holínky - dezinfekční s ocelovou ochrannou špičkou - žluté. Speciálně doporučené do chovů prasat.	velikosti od 37/38 do 48/49 hladká podrážka
H023P0202	Holínky - dezinfekční s ocelovou ochrannou špičkou - zelené. Speciálně doporučené do chovů prasat.	velikosti od 37/38 do 48/49 hladká podrážka



DETERGENTY - pěnové agenty rozpouštějící mastnotu, nánosy špíny, krmiva a bioodpadu

H023P0301	TOPFOAM LD Alc, 22 l. Všeobecné užití ve stájích i na transportní vozidla. Koncentrace 1 - 2 %	Dynamický čistící účinek, pěna snadno ulpívá na povrchu i trubkách hrazení.
H023P0302	TOPFOAM LD Alc, 60 l. Všeobecné užití ve stájích i na transportní vozidla. Koncentrace 1 - 2 %	Dynamický čistící účinek, pěna snadno ulpívá na povrchu i trubkách hrazení.
H029P0001	BIO GEL, 25 l. Nejužívanější pěnový detergent. Koncentrace 2 - 5%	Vysoká adheze a pěnivost s vysokým účinkem.
H029P0002	BIO CID - S, 25 l. Koncentrace 3 - 5%	Razantní účinnost. Výborný na podroštové systémy. Užití 1-2x / měsíc.
H029P0003	BIO SAFE, 25 l. Koncentrace 3 - 5%	Nejméně agresivní, lze použít na hliník i měď, např. čištění transportních vozidel.

DEZINFEKCE - stájí, náslapných kontejnerů, rohoží, transportních vozidel a průjezdných dezinfekčních bran.

H023P0216	MEGADES, 10 l. Nekorozivní. Použití i při nízkých teplotách. Výborná pěna. Koncentrace 0,5 - 2% Biodegradibilní	Nejllepší prevence přenosu chorob. Širokospektrální pokrytí. Báze kvarterních amonných solí s aldehydy.
H023P0303	MEGADES, 21 l. Nekorozivní. Použití i při nízkých teplotách. Výborná pěna. Koncentrace 0,5 - 2% Biodegradibilní	Nejllepší prevence přenosu chorob. Širokospektrální pokrytí. Báze kvarterních amonných solí s aldehydy.
H029P0004	VIROCID, 20 l. Obsahuje 52,2% účinných látek. Nekorozivní. Použití i při nízkých teplotách. Výborná pěna. Koncentrace 0,5 - 2% 90% biodegradibilní, lze použít i pro bioplynky.	Širokospektrální účinek na viry, bakterie, plísňe, antimykotický. Opakovaně použitelný, antirezistentní. Báze glutaraldehydu a kvarterních solí.
H029P0005	KICKSTART, 20 l. Alternativní, ke střídání používané dezinfekce. Rozšiřuje spektrum účinku. Koncentrace 0,5 - 2% 100% biodegradibilní	Na bázi peroxidu. Razantní účinek s kratší dobou působení. Ničí i kokcidie.
H029P0006	CID 20, 25 l. Razantní účinnost v poměru k ceně. Slabší vytvářená pěna. Obsahuje formaldehyd.	Báze glutaraldehydu a kvarterních solí. Rozšiřuje spektrum účinku.

SUCHÉ STÁJOVÉ DEZINFEKCE - Sucho ve stáji, 100% zlepšení zoohygieny

Dalším problémem na chovech je vznik zánětů při inseminaci a na porodnách.

PREVENCE je nejlacinější, následná léčba může být velice nákladná. Použitím suchých stájových dezinfekčních podestýlek řady **HEMASTAL** dosáhnete maximálního stupně hygieny a zamezíte vzniku hnisavých zánětů, výtoků a infekcí reprodukčního traktu zvířete, který je v tomto období otevřený a je vstupní branou pro nečistoty, viry, patogeny a bakterie. Je nutné zajistit maximální možnou hygienu v době říje a provádění inseminačního úkonu a v porodním kotci.

Inseminace:

- ✓ Zásadní je mechanická očista a úklid výkalů ustájeného zvířete v prostoru jeho pohlavních orgánů (od slabin k zádi). Následně podsypete tento prostor suchou dezinfekcí HEMASTAL. Zvíře tak uléhá na suchý dezinfikovaný povrch. Pravidelně čistěte a dosypávejte během celého období.
- ✓ Vulvu očistěte utěrkami ZOONET nebo buničitou vatou.
- ✓ Při inseminaci používejte zásadně individuálně balené zavaděče.
- ✓ Při inseminaci vždy používejte ochranné rukavice

Porodny:

- ✓ Vysypte lože prasnice před počátkem porodu a znovu po jeho ukončení suchou dezinfekcí HEMASTAL SOFT. Zvíře je v suchu a prostor, kde jsou otevřené reprodukční orgány, je dezinfikován.
- ✓ Vytvořte HEMASTALEM SOFT také vrstvu v hnízdě selat, ty pak budou v čistotě, suchu a teple.
- ✓ Narozená selata otřete buničinou a osušte HEMASTALEM SOFT – nedojde k jejich podchlazení a sníží se počet úhynů.
- ✓ Zároveň vydezinfikujte HEMASTALEM SOFT pupeční šňůru po jejím zkrácení – urychlíte tím její hojení.
- ✓ Před prvním příjmem mleziva selaty posypte mléčnou žlázu HEMASTALEM SOFT a proveďte masáž vemínek a odstříknutí mléka. Provádíte tak zároveň očistu i dezinfekci mléčné žlázy.
- ✓ Následně přiložte očištěná selata, aby se mohla napít mleziva. Zabráníte úhynům selat a zaručíte jim přísun tzv. "pohotovostní energie", až 30% selat má problém se po porodu samo dostat ke strukům.
- ✓ Vždy používejte krátké ochranné jednorázové rukavice, při nutnosti pomoci prasnici během porodu uvnitř reprodukčních orgánů – použijte dlouhé porodní rukavice.

Dodržením uvedených zásad programu BIOPROTEKCE zajistíte zdraví Vašich zvířat.

Naši konzultanti Vám mohou dle dohody a Vašich požadavků vypracovat přesný plán přímo pro situaci na Vašem chovu a doporučit jednotlivé postupy zdarma.

Hemastal SUCHÁ STÁJOVÁ DEZINFEKCE – PRÁŠEK

- H006P0001 Pytel 25kg
- H006P0002 Malá paleta 500kg = 20 pytlů
- H006P0003 Velká paleta 1000kg = 40 pytlů
- H006P0005 Velký bag = 1000kg (dle skutečné váhy)



Hemastal Soft SUCHÁ STÁJOVÁ DEZINFEKCE DRCENÁ CELULÓZA

- H006P0006 Pytel 25kg cena/kg
- H006P0007 Malá paleta 375kg = 15 pytlů
- H006P0008 Velká paleta 600kg = 24 pytlů
- H006P0009 Malý bag = 125kg
- H006P0010 Velký bag = 600kg (dle skutečné váhy)




Profesionální nářadí a přístroje pro úklid stájí BIOSECURITY

H023P0240	BIOSECURITY škrabka 5 barevných variant pro různá oddělení v chovu	400 x 50 x 100 mm, silný gumový břít
H023P0241	BIOSECURITY škrabka 5 barevných variant pro různá oddělení v chovu	700 x 50 x 100 mm, silný gumový břít
H023P0242	BIOSECURITY koště, tvrdé nylonové štětiny 5 barevných variant pro různá oddělení v chovu	470 x 68 x 180 mm, lze čistit až při 130°C
H023P0243	BIOSECURITY koště, kombinace tvrdých a jemných nylonových štětín 5 barevných variant pro různá oddělení v chovu	400 x 46 x 130 mm, lze čistit až při 130°C
H023P0244	BIOSECURITY násada pro košťata a škrabky, 5 barevných variant pro různá oddělení v chovu	150 cm
H023P0245	BIOSECURITY lopata, vysoká úroveň hygieny, je vyrobena z jednoho kusu 5 barevných variant pro různá oddělení v chovu	330 x 270 x 55 mm. Násada 115 cm. Lze čistit až při 100°C
H023P0246	BIOSECURITY lopata, vysoká úroveň hygieny, je vyrobena z jednoho kusu 5 barevných variant pro různá oddělení v chovu	380 x 340 x 90 mm. Násada 130 cm. Lze čistit až při 100°C
H023P0247	Multi-funkční shrabovač s gumovým břitem. Ergonomická, galvanizovaná konstrukce, vybavená pneumatikou pro usnadnění práce. Nastavitelná pozice shrabovače, může být tlačén nebo tažen.	Celková váha 16 kg. 102,5 x 16 cm

Přístroje a pomůcky pro aplikaci detergentů a dezinfekcí

H023P0248	Sprej vagon - speciálně vyvinutý pro postřik dezinfekčních přípravků, insekticidů, očištění nářadí, vozů atd. Vybaven pneumatikami a sňatelným 25 l kontejnerem, včetně dobíjení baterie. 8 hodin provozu.	Celonerezový. Výkon až 125 l/hod zajišťuje vysoké pokrytí povrchů. Součástí je 8 m snadno stočitel-né hadice.
H023P0304	Greenline - mobilní čistící jednotka. Místo pro umístění dvou 30 l kanystřů. Součástí je: 20 m hadice, vysokotlaká pistole Ergo 3000 a zpěňovací lanceta	Celonerezový, speciálně vyvinutý pro čištění stájí. Lze napojit na stávající vysokotlaký systém. Použití - oplachování vodu, zpěňování detergentem a dezinfekcí.
H023P0305	Powermister, model 2005 - určený k fogování. Dodáváný bez pumpy a plováku.	Celonerezový, rozšiřuje velmi jemnou mlhovinu do cca 60 m. Nízká spotřeba dezinfekčního prostředku s vysokým pokrytím všech typů povrchů.
H023P0306	Peristaltická pumpa pro Powermister - je umístěna vně tanku.	Není ovlivněna korozivními nečistotami ve vodě
H023P0307	Plovák pro Powermister	Pro plynulý průtok vody
H023P0308	Sada hadic pro Powermister na připojení pumpy	
H023P0309	Vysokotlaká stříkácí pistole ST 2600	Ergonomický tvar držadla. Max. 250 bar, 150°C a 40 l / min
H023P0310	Vysokotlaká stříkácí pistole ST 1500, Standard	Max. 250 bar, 150°C a 40 l / min.
H023P0311	Vysokotlaká stříkácí pistole ST - 860	Max. 210 bar, 150°C a 30 l / min
H023P0312	Vysokotlaká stříkácí pistole ST 2300	Max. 310 bar, 150°C a 45 l / min
H023P0313	Zpěňovací lanceta LS 10, 1,5 mm, 2 l	vysokotlaká, průtok méně než 2 l / min
H023P0314	Zpěňovací lanceta LS 10, 1,8 mm, 2 l	průtok mezi 2 l a 28 l / min
H023P0315	Zpěňovací lanceta LS 10, 2,1 mm, 2 l	průtok více než 28 l / min
H029P0007	Lanceta pěnová 2 l	nízkotlaká
H029P0008	Lanceta pěnová 2 l	vysokotlaká



Průjezdne dezinfekční brány - na vyžádání dodáme informace a cenovou nabídku

Dezinfekční brány jsou dokonalým a trvalým řešením pro prevenci šíření nález transportními vozidly. Jakmile vozidlo projíždí dezinfekční bránou, je pomocí kontrolní jednotky aktivována pumpa, která skrz trysky v nerezovém rámu brány rozprašuje dezinfekční přípravek a důkladně pokrývá celý povrch transportního vozidla. Skládá se z nerezového rámu, kontrolní jednotky a pumpy, průjezdního dezinfekčního kontejneru a propojení.

SANITACE VODNÍHO SYSTÉMU - rozvodů pitné vody zvířat

Sanitace a acidifikace napájecího systému:

Sanitace - v poslední době je velmi diskutovaným tématem důležitost čistoty napájecí vody. Napájecí systém je mnohdy zdrojem bakteriální kontaminace a organické usazeniny (šlem) v potrubí dokáže výrazně snížit účinnost medikací, které přes napájecí vodu podáváme zvířatům.

Pro sanitaci doporučujeme použít přípravek CID 2000, který obsahuje peroxid vodíku (odstraňuje šlem) a dále kyselinu peroctovou a kyselinu octovou (sníží pH vody, pomáhají odstraňovat minerální usazeniny a dezinfikují vodu). Ideální aplikace je prostřednictvím medikátorů a to jak v plné hale (dávka 300 – 400 ml/1000 L vody), nebo v prázdné hale (2% roztok ponechaný 4 – 6 hod. v potrubí).

Dalším prostředkem, který lze použít, je dvousložkový přípravek Di-O-Clean, který lze aplikovat za přítomnosti zvířat pomocí dioxidové pumpy. Tento přípravek je vysoce účinný.

Dalším krokem je acidifikace, což je velmi důležitý prvek pro eliminaci infekčních i neinfekčních (např. podstavových) průjmů, pro stimulaci příjmu krmiva a jeho lepší konverzi, vyšší přírůstky atd. je optimální využívání přípravku AGROCID SUPER OLIGO. Jedná se o vysoce koncentrovanou směs organických kyselin a chelátů zinku a mědi. Díky jeho složení je možné používat velmi nízké dávky (300 – 800 ml/1000 l vody). Konkrétní dávka se stanoví měřením a výpočtem po dosažení pH napájecí vody 4,5 – 5.

H029P0009	Di-O-Clean, Obsahuje 2 složky A+B na hotový roztok 12 l. Aplikace pomocí dioxidové pumpy. Lze použít i za přítomnosti zvířat.	Nekorozivní a vysoce účinná dezinfekce a odstranění šlemu a usazených nečistot v potrubí.
H029P0010	CID 2000, 25 l. Aplikace přes medikátory.	Vysoce účinný přípravek na odstranění šlemu a nečistot
H029P0011	Agorcid Super, 25 l	Okyselovadlo. Směs 4 organických kyselin.
H023P0038	Copper Facet 5l - Chelát mědi. Dávkování přes napájecí systém 1 : 30 000 l pitné vody. Antibakteriální účinky, stimulace trávení. Ideální pro odstavená selata, kde se vyskytují průjmy. Podpora střev před počátkem výkrmu, lepší zpracování krmiva v těle. Snižuje množství vyprodukovaného trusu. Snižuje výskyt bakterie Coli - podporuje rychlejší růst - zlepšuje konverzi krmění - podporuje vývin enzymů (elastin). Zamezuje tvorbě vodního kamene v potrubí.	
H023P0039	Zinc Facet 5 L - Chelát zinku. Dávkování přes napájecí systém 1 : 30 000 l pitné vody.	

Stimuluje trávicí systém, omezuje šance bakterií se vyvinout, snižuje tak vznik poruch trávení, průjmů, nemoci kůže.

Zinek má pozitivní vliv na vývoj embrya a počet narozených selat. Zlepšuje zdravotní stav prasnic, které mají viditelně zdravější barvu kůže, zlepšuje kvalitu rohoviny a tím snižuje poranění končetin. Zamezuje tvorbě vodního kamene v potrubí. Snižuje výskyt bakterie Coli a Streptokoka - podporuje vývin enzymů, pravidelná výměna energie - kvalitní kůže a rohovina podporuje imunitní systém.

Kdy použít zinek a/nebo měď?

Prasnice: po inseminaci po dobu 3 až 4 týdnů

Selata: po odstavu po dobu 2 až 3 týdnů

Výkrm: hned po naskladnění po dobu minimálně 4 týdnů, případně po celé období výkrmu

Lepší trávení znamená sušší kotce a méně vyprodukované kejdy!

Přístroje a pomůcky pro sanitaci a medikaci vodního systému

H029P0012	Pumpa Digi Doser Di-O 5.	5 m ³ / min. Vhodná pro dávkování Di-O-Clean
H029P0013	Pumpa Digi Doser Di-O 5	10 m ³ / min. Vhodná pro dávkování Di-O-Clean

MEDIKÁTORY - dávkovací systémy určené k medikaci vody na farmách zvířat.

H023P0152	MEDIKÁTOR - Unit Mini, Model 2000A, kontrolovaný elektrickým pulsem. Velice přesné nastavitelné dávkování od 0,02 - 2,0 %. Průtok: minimální 1 l / hod , maximální průtok 1800 l / hod (při 2%) nebo 2500 l / hod (při 1%). Standardní pracovní tlak od 0,05 do 1,5 bar. Může být připojen na normální tlak ve vodovodním řadu při použití ventilu na vyrovnání pracovního tlaku. Vstup a výstup: 3/4". Včetně vodního filtru na vstupu.
H023P0153	DOSMATIC Minidos - mechanický medikátor, By-pass system Nastavitelné dávkování od 1 - 10 % Tlak: minimum 0,69 a maximum 4,6 bar. Průtok: minimum 6,6 l/hod a maximum 2,22 m ³ /hod. Vstup/Výstup: 3/4".
H023P0154	DOSMATIC Superdos - mechanický medikátor, By-pass system Nastavitelné dávkování od 0,2 - 2,5% Tlak: minimum 0,21 a maximum 4,9 bar. Průtok: minimum 0,15 l/hod a maximum 57 l/hod. Vstup/Výstup: 3/4".
H023P0155	DOSMATIC Superdos - mechanický medikátor, By-pass system Nastavitelné dávkování od 0,4 - 5%
H023P0151	Digitální pH metr, vodotěsný. Vhodný pro testování pH pitné vody zvířat. Doporučeno testovat pH pravidelně, bakterie salmonely, E-coli atd. se vyvíjejí mnohem rychleji, pokud je pH v dodávané vodě příliš vysoké.



Nová služba pro chovatele prasat



Hema Malšice s.r.o.



Váš dodavatel a výrobce chovatelských potřeb

Vážení chovatelé prasat, řešíte problémy dlouhodobé nebo krátkodobé a nedaří se Vám je zlepšit?

Jste na svém chovu nespokojeni s výsledky v oblasti inseminace (špatná říjivost, nízké % zabřezávání nebo oprašení atd.), potřebujete řešit situaci na porodnách (nízký počet narozených nebo odstavených selat, nízká porodní hmotnost, problémy s mléčností, příjmem krmiva prasnic atd.) nebo se problémy objevují na předvýkrmu a výkrmu?

Většinou stačí jednoduchá a nenákladná opatření spočívající v maximálním využití rezerv bez investic do technologie .

Vyhledání příčin a nastavení parametrů ve Vašem chovu zajistí zlepšení výsledků a tím i značný ekonomický přínos, protože budete mít méně neproduktivních krmných dnů a více odstavených selat.

Podmínkou je, abychom mohli pracovat přímo v problémových úsecích společně s Vašimi zaměstnanci a odhalit tak příčiny.

Z naší práce na chovech víme, že jen tak lze najít fungující řešení.

Nabízíme:

- ✓ Analýzu Vašeho zadání situace na chovu
- ✓ Vyhodnocení následných zjištění
- ✓ Stanovení opatření
- ✓ Proškolení zaměstnanců podle úseků
- ✓ Proškolení nových a nezkušených zaměstnanců
- ✓ Předání písemné zprávy vedení chovu
- ✓ Partnerství při plnění kroků a opatření plynoucích ze závěrů hodnocení s cílem zlepšení parametrů chovu

Doba konzultace se vždy odvíjí od kapacity chovu, rozsahu, zadání a požadavku chovatele (např. menší a střední chov 1-3 dny, u velkochovů cca 5 dnů.)

Rádi Vám dodáme bližší informace a reference na uvedených kontaktech.

Prevence úniku chemikálií



- dle legislativy o ochraně životního prostředí

- H023P0249** Kontejner na zachycení úniku chemikálií. 26 l x 68 x 30 cm, 240 l. Lze na něj umístit až čtyři 200 l sudy. Uniklé chemikálie je možno snadno odčerpat a bezpečně zlikvidovat. Polyetylén s plastovou mřížkou.




Hygiena – pomůcky

- H023P0177** Kontejner na dezinfekci obuvi 65 x 40 x 18 cm plastový - prevence přenosu nákazy.
- H023P0178** Dezinfekční rohož s krytem 85x60x3 cm - absorbuje dezinfekční roztok, který je při náslapu uvolňován. Dno a strany vyrobeny ze zpevněného materiálu, prevence nadbytečného úniku dezinfekčního roztoku.
- H023P0179** Dezinfekční rohož s krytem 180x90x3 cm - absorbuje dezinfekční roztok, který je při náslapu uvolňován. Dno a strany vyrobeny ze zpevněného materiálu, prevence nadbytečného úniku dezinfekčního roztoku.
- H023P0180** Čistič holínek - nerezový, 2 kartáče, připojení na vodu, lze dávkovat dezinfektant. Ideální pro zlepšení hygieny v chovech.
- H023P0216** Megades, balení 10, 21, 60 a 210 kg. Univerzální dezinfektant pro použití v prostorách ustájených zvířat a při jejich transportu. Vhodný pro dezinfekční rohože. Testy dle DIN EN 14349. Vysoce účinný proti všem druhům virů, bakterií, plísní atd. Zabraňuje vzniku a šíření nákaz.
- H030P0001** Elektrický vysoušeč holínek - příkon 9 W. Teplota nepřesáhne 70° C. Lze používat nepřetržitě.



Přeprava a uložení kadáverů a materiálu živočišného původu

- H023P0181** BIO BAG Obsah 30 l, 50 x 60 cm, 10 ks na roli. Zvýšená hygiena, snížení nákaz. Biodegradabilní - pro balení odpadů živočišného původu.
- H023P0250** Vozík na kadávery s navijákem, kovová konstrukce, galvanizovaný. 190 x 45 x 84 cm
- H023P0251** Vozík na kadávery s drenážním kohoutem. Snadné čištění, zabezpečení zoohygieny a přenosu nákaz. Zvýšený účinek ve spojení s krytem. 235 x 133 cm, 4 gumová kola pro snadný převoz a manipulaci
- H023P0252** Kryt na kadávery, lze použít samostatně nebo s vozíkem. 235 x 133 x 57 cm Tvrzený polyetylén



Přípravky a pomůcky proti kousání a stresu

- H023P0080** N - B Spray 600 ml - přípravek osvědčený proti okusu ocásků a uší. Aplikujte na ohrožené místo 1 až 2x denně. Prevence rvaček mezi jednotlivými zvířaty, speciálně prasaty z různých vrhů - aplikace jedenkrát za den. Zajistěte větrání stáje.
- H023P0081** Míč pro prasata, průměr 30 cm, žlutý vyrobený z téměř nezníitelného plastu. Ověřené snížení agresivity a stresu zvířat.
- H023P0082** Míček kousací, pro odstavená selata, průměr 55 mm, galvanizovaný k upevnění na řetízku. Plastový materiál s dlouhou životností, prevence agresivity, kousání a dalších problémů v chování zvířat.
- H023P0083** Anti-stress minerální liz 4,5 kg. Průměr 16,5 cm. Pomáhá kontrolovat agresivní chování a stres. Jeho přírodní složení stimuluje růst a byliny v něm obsažené zvířata zklidňují. 3 výhody: prasata si s ním hrají (relaxace), olizují (rozptýlení), dostávají do sebe potřebné minerály a bylinky (zklidnění)
Průměrná spotřeba na zvíře: 10 - 20 g
- H023P0084** Držák lizu
- H023P0064** Dehtová pasta Tar paste, 5 kg
Tradiční a fungující recept proti okusování ocásků
- H023P0062** Drbací systém Standard - odolná konstrukce, vertikální a horizontální kartáč, stavitelná výška. Ideální ve skupinovém ustájení, napomáhá k očištění, chlazení, odstranění dráždivého hmyzu, snižuje stres zvířat
- H023P0063** Rotační drbací systém - kartáč se začne otáčet po dotyku zvířetem, otáčí se buď zleva nebo zprava, záleží, z jaké strany k němu zvíře přistupuje. Zlepšuje prokrvení a stav kůže, napomáhá k očištění zvířat, zlepšuje zdravotní stav.
Rozměry kartáče: 50 x 100 cm, váha 80 kg, 220 V, výkon 0,37 KW



Injekční automaty a aplikátory

INJEKČNÍ AUTOMATY

- H023P0131** ROUX injekční automat 10 ml, dávkování (0,25/0,5/1 ml)
- H023P0132** ROUX injekční automat 30 ml, dávkování 1 až 5 ml, odstupňování 1 ml
- H023P0133** ROUX injekční automat 50 ml, dávkování 1 až 5 ml, odstupňování 1 ml.
Chromovaná mosaz, lze dodat s úchytem Luer Lock nebo šroubením
- H023P0134** SOCOREX injekční automat 1 ml s nasávací hadičkou a vstupní jehlou. Dávkování odstupňováno po 0,05 ml
- H023P0135** SOCOREX injekční automat 2 ml s nasávací hadičkou a vstupní jehlou. Dávkování odstupňováno po 0,1 ml
- H023P0136** SOCOREX injekční automat 5 ml s nasávací hadičkou a vstupní jehlou. Dávkování odstupňováno po 0,05 ml. Naplňování pomocí sací hadičky opatřené jehlou přímo z lahvičky. Nemůže dojít ke kontaminaci. Luer Lock.
- H023P0137** ECOMATIC INJEKČNÍ AUTOMAT 2 ml, s úchytem na lahvičku
- H023P0216** ECOMATIC INJEKČNÍ AUTOMAT 5 ml, s úchytem na lahvičku.
Ergonomický tvar, jednoduché použití, stisk celou dlaní. Nastavitelné dávkování.
Pro jakýkoli typ injekčního roztoku.
Pro jakoukoli lahvičku do velikosti 100 ml. Luer Lock.
- H023P0138** NYLON - injekční aplikátor 5 ml plastové držadlo
- H023P0139** NYLON - injekční aplikátor 10 ml plastové držadlo
- H023P0140** NYLON - injekční aplikátor 20 ml plastové držadlo
- H023P0141** NYLON - injekční aplikátor 50 ml plastové držadlo



Injekční jehly

H023P0121	GES ALU - hub hypodermická jehla LL, 1,2 x 16 mm, selata
H023P0122	GES ALU - hub hypodermická jehla LL, 1,65 x 19 mm, odstav
H023P0123	GES ALU - hub hypodermická jehla LL, 2,1 x 25 mm, výkrm
H023P0124	GES ALU - hub hypodermická jehla LL, 2,1 x 38 mm, prasnice Vysoce kvalitní injekční jehly s hliníkovým úchytem, dvojité broušení, Luer Lock. 100 ks v balení
H023P0125	GES - hypodermická jehla LL, 1,2 x 15 mm, selata
H023P0126	GES - hypodermická jehla LL, 1,2 x 20 mm, odstav
H023P0127	GES - hypodermická jehla LL, 2,0 x 25 mm, výkrm
H023P0128	GES - hypodermická jehla LL, 2,0 x 40 mm, prasnice Opakovaně použitelné injekční jehly. Luer Lock. Balení 10 ks.
H023P0129	GES jednorázová injekční jehla, 0,8 x 16 mm
H023P0130	GES jednorázová injekční jehla, 0,9 x 12 mm, vhodné pro aplikaci železa Jednorázové injekční jehly s nylonovým úchytem. Luer Lock. Balení 100 ks



Injekční systém MUTO

H008P0001	Injekční poloautomat MUTO 50 ml
H008P0004	Injekční jehla MUTO 15 nebo 20 mm
H008P0005	Nástavec na uchycení jehel LUER lock
H008P0006	Injekční automat MUTO Express - hromadná vakcinace
H008P0008	Injekční automat MUTO Express II - hromadná vakcinace

Sterilizační systém Sterimatic

H008P0002	Sterimatic - automatický sterilizační systém MUTO
H008P0003	Sterimatic - náhradní nástavec, 5 ks

Univerzální systém sterilizace každého vpichu, pomocí nástavců lze použít na různé typy injekčních automatů.



Hema Malšice s.r.o.

Váš dodavatel a výrobce chovatelských potřeb

UNIKÁTNÍ STERILIZACE KAŽDÉHO VPICHU - injekční systém MUTO

- ✓ Jednoduché použití - na velká i malá zvířata a drůbež
- ✓ Absolutně přesné dávkování
- ✓ Veškeré části vyměnitelné a doplňitelné
- ✓ Ergonomicky tvarovaný
- ✓ Vysoce kvalitní materiál (odlehčená slitina)
- ✓ Lze doplnit nástavci pro snadnější aplikaci dávek (25, 35 a 50 cm)
- ✓ Luer Lock upevnění jehly nebo šroubení



Sterimatic

Automatická sterilizace injekčních jehel

- ✓ Zamezení přenosu nález
- ✓ Zamezení zánětu po vpichu
- ✓ 100% zoohygiena
- ✓ Použití jednotlivého sterilizačního nástavce :
na 100 vpichů (u drůbeže 500 vpichů) a do 72 hodin po prvním použití
- ✓ Standardní délka jehly : 15 a 20 mm (lze prodloužit)

Pro hromadnou vakcinaci je možno dodat MUTO EXPRESS I nebo MUTO EXPRESS II s přídatnou nasávací hadicí nebo s úchytem nádoby s vakcínou.



Ochranné spreje na ošetření poranění kůže a dezinfekci povrchů

H023P0034 Protect sprej, 250 ml – forma plastického obvazu. Ochranný sprej proti poranění kůže a na odřeniny, vytváří jemný film na pokožce během 60 vteřin. Zamezuje znečištění a přístupu bakterií do rány, urychluje hojení. Při potřebě silného ochranného filmu nastříkejte na očištěný povrch 2 až 3 vrstvy ze vzdálenosti 15 cm.

H023P0052 Blue Spray 200 ml - dezinfekční a antiseptický přípravek. Ničí bakterie, viry, plísň. Vhodný k rychlé dezinfekci povrchů a také kastročních a veterinárních nástrojů

H023P0268 Powder Spray 200 ml - odstraňuje viry, bakterie, plísň. Po nastříkání prášek vytvoří silnou vrstvu. Vyšší standard dezinfekce povrchů. Vhodný pro ošetření selat po porodu a kastraci.

H023P0053 Silver spray - 200 ml, vytváří mikrofiltr obsahující hliník a chrání tak poraněnou část. Je pružný, vzdušný a voděvzdorný. Urychluje hojení při nastříkání na obvázanou ránu.

H023P0054 Zinkoxid Spray - 200 ml, jako ochrana proti špině, bakteriím a vlivům stájového prostředí. Odpuzuje hmyz. Zabraňuje dehydrataci a stimuluje pružnost kůže, napomáhá její regeneraci. Lze použít na ošetření rohoviny.

H023P0214 Actacid, 500 ml, dezinfekční přípravek k okamžitému použití na bázi metylalkoholu. Ničí bakterie, kvasinky, plísň, viry na různých druzích povrchů. Lze použít k dezinfekci nástrojů např. kleští, pinzet. Dezinfekce povrchů v laboratoři.



Napájení a krmení

Napáječky nerezové ventilové kuličkové – šetrné hospodaření s pitnou vodou!

Napáječky tohoto typu jsou unikátní tím, že nevzniká žádná odpadová voda při napájení zvířat. Napáječka spustí vodu pouze po stisku kuličky v tlamě zvířete. Nedochází k plýtvání vodou např. tím, že si zvířata s napáječkami hrají nebo se o ně drbou atd.

Tyto napáječky jsou vhodné pro prasnice, kance, prasata ve výkrmu a předvýkrmu. Nejsou pouze určeny na porodní boxy, kde prasnice není pohybově aktivní a potřebuje hodně vody v laktaci.

Přínosy:


- ✓ Úspora pitné vody až o 40%
- ✓ Snížení produkce nadbytečné kejdy
- ✓ Snížení vlhkosti ve stáji
- ✓ Zlepšení mikroklima a zoohygieny ve stáji



Napáječky nerezové ventilové kuličkové

3 stupně nastavení průtoku. Pro nízký i vysoký tlak vody

H005P0025	Kousací kolík 3/8" s 1/2" napojením. 63 mm	Vhodná pro selata
H005P0026	Kousací kolík 1/2". 71 mm	Vhodná pro výkrm
H005P0027	Kousací kolík 3/4". 78 mm	Vhodná pro prasnice
H005P0028	Kousací kolík 3/4". 78 mm	Vhodná pro prasnice, výkrm
H023P0293	3/8" pro selata, 61 mm Aqua Globe	s mosazným šroubením
H023P0294	3/8" pro selata, 66 mm Aqua Globe	s mosazným šroubením
H023P0295	1/2" výkrm a telata Aqua Globe	s mosazným šroubením
H023P0296	1/2" pro prasnice Aqua Globe	s mosazným šroubením
H023P0297	3/4" pro prasnice a mladý skot Aqua Globe	s mosazným šroubením



Kolíkové napáječky s mosazným šroubením, nerezový náustek

H005P0001	3/8" malý - pro selata - šestihran 17 - náustek ø 16 - kolík ø 6
H005P0002	1/2" malý - pro selata - šestihran 21 - náustek ø 16 - kolík ø 6
H005P0003	1/2" střední - pro odstav do 30 kg - šestihran 21 - náustek ø 21 - kolík ø 8
H005P0004	1/2" velký - pro prasnice/výkrm - šestihran 25 - náustek ø 25 - kolík ø 8
H005P0005	1/2" velký - pro prasnice/výkrm - šestihran 25 - náustek ø 25 - kolík ø 12
H005P0006	3/4" velký - pro prasnice/výkrm - šestihran 27 - náustek ø 25 - kolík ø 8
H005P0007	1/2" samokrmení, misková napáječka, snížená spotřeba vody šestihran 25 - hlavice ø 24
H005P0008	1/2" samokrmení - šestihran 21 - náustek ø 21 - kolík ø 8 x 40
H005P0009	1/2" zvlhčovací - šestihran 21 - náustek ø 21 - kolík ø 12 x 15
H005P0010	1/2" zvlhčovací - šestihran 22 s drážkou - kolík ø 17 x 10
H005P0011	1/2" zvlhčovací - šestihran 22 s otvory - kolík ø 17 x 10
H005P0012	3/8" samokrmení - šestihran 22 - kolík ø 8 x 34



Nerezové kolíkové napáječky

H005P0013	3/8" malá - pro selata - šestihran 17 - náustek ø 16 - kolík ø 6
H005P0014	1/2" malá - pro selata - šestihran 21 - náustek ø 16 - kolík ø 6
H005P0015	1/2" střední - pro odstav do 30 kg - šestihran 21 - náustek ø 21 - kolík ø 8
H005P0016	1/2" velká - pro prasnice/výkrm - šestihran 25 - náustek ø 25 - kolík ø 8
H005P0017	1/2" velká - pro prasnice/výkrm - šestihran 25 - náustek ø 25 - kolík ø 12
H005P0018	3/4" velká - pro prasnice/výkrm - šestihran 27 - náustek ø 25 - kolík ø 12
H023P0280	3/4" napáječka, 78mm. Pro prasnice. Vhodná pro nízký a vysoký tlak v rozvodu vody. 3 stupně nastavení na průtok vody
H005P0019	1/2" samokrmení, misková napáječka, snížená spotřeba vody šestihran 25 - hlavice ø 24
H005P0020	1/2" samokrmení - šestihran 21 - náustek ø 21 - kolík ø 8 x 40
H005P0021	1/2" zvlhčovací - šestihran 21 - náustek ø 21 - kolík ø 12 x 15
H005P0022	1/2" zvlhčovací - šestihran 22 se zářezem - kolík ø 17 x 10
H005P0023	1/2" rozprašovač - šestihran 19 - těleso ø 21 - hlavice ø 18
H005P0024	1/2" pro nerezové miskové napáječky - klíč 21 - těleso ø 24 - kolík ø 8 x 30



Příslušenství pro kolíkové napáječky

H005P0032 Litina držák napáječky 45°



Miskové napáječky

H023P0091 Kompaktní napáječka vyrobená ze silného plastu - kolíková, malá pro porodny

H023P0092 Kompaktní napáječka vyrobená ze silného plastu - kolíková, velká pro odstav

H023P0093 AQUA LEVEL - napájecí ventil bez trubice


H023P0094 Trubice nerezová AQUA LEVEL - musí být připevněna ke svislým přívodním trubicím vody.

H023P0095 Systém AQUA LEVEL + korýtko pro selata, 31x17x11 cm, snadno omyvatelné, plast s nerezovým okrajem

H023P0096 Systém AQUA LEVEL + korýtko pro prasnice, 50x40x35 cm, snadno omyvatelné, plast s nerezovým okrajem.

Velice důležité v porodních kotcích, kde má být stálý přísun vody.

Udrží stálou hladinu vody v korytech a napáječkách. Je speciálně vhodný k učení pití nově odstavených selat. Jednoduše omyvatelný, systém používá vakuum a gumovou membránu, má integrovaný uzávěr, každý ventil lze uzavřít.



Nerezové miskové napáječky

H005P0033 Pro selata, š. 12 v. 21 hl. 9 cm

H005P0034 Pro výkrm, š. 19 v. 27 hl. 11 cm

H005P0035 Pro prasnice, š. 21 v. 29 hl. 16 cm



Plastové krmné misky

H009P0001 Krmná miska velká Ø 45 cm MAXI-CLICK

H009P0002 Krmná miska střední Ø 40 cm


H009P0003 Krmná miska malá Ø 25 cm

H023P0291 Krmná miska MAX zelená. Pevný plast. Ø 42,5 cm. Vhodná pro porodní kotce, nastavitelné dávkování. Lze upevnit na rošty. Počet selat 25-30. Váha selat 6-18 kg. 10 krmných míst, obsah misky 9 l, obsah sila 21 l, výška 68 cm. Lze doplnit o dávkovač tekutin.

H023P0298 Dávkovač tekutin pro misku MAX zelená, Obsah 24 l


H023P0217 Krmná miska pro selata, vyrobená z pevného polyesteru. Zvýšená hygiena krmení, snadno omyvatelná, neusazují se bakterie jako v pórech a prasklinkách misek betonových. Vhodná do porodních kotců na všechny typy krmení, případně vodu. Obsah: 1 l, vnitřní průměr: 21 cm

H023P0218 Krmná miska pro selata, s úchytem na rošty. Pevný plast. Zvýšená hygiena krmení, snadno omyvatelná. Vhodná do porodních kotců na všechny typy krmení, případně vodu. Obsah: 1 l



Nerezové krmné misky

H009P0122 Krmná miska malá Ø 25 cm, obsah 2L



Krmítka pro selata včetně připojení na napájení

H023P0289 Krmítko AGRA 40. Nastavitelné dávkování. Nerezová přepážka rozděluje miskovou část. Uvnitř je kolíková nerezová napáječka 1/2". Zaoblené okraje pro snadné čištění.

Obsah 40 kg.
105 x 31 x 31 cm.
Plast a nerez.

H023P0290 Krmítko AGRA 20. Nastavitelné dávkování. Nerezová přepážka rozděluje miskovou část. Uvnitř je kolíková nerezová napáječka 1/2". Zaoblené okraje pro snadné čištění.

Obsah 20 kg, 88 x 25 x 26 cm.
Plast a nerez.



Dávkovací krmítka pro selata - nastavitelné dávkování pomocí hřídele

H023P0299 Krmítko bez přepážky. Pevné plastové stěny, nerezové korýtko.

Obsah: 8 kg, 50 x 18 x 25 cm

H023P0288 Krmítko 2 místné pro odstav. Pevné plastové stěny, nerezové korýtko.

Obsah: 27 kg, 76 x 40 x 25 cm.

H023P0300 Krmítko 3 místné. Pevné plastové stěny, nerezové korýtko.

Obsah: 25 kg, 50 x 50 x 25 cm

H023P0287 Krmítko 4 místné. Pevné plastové stěny, nerezové korýtko.

Obsah: 60 kg, 60 x 75 x 25 cm



Krmné automaty

Automix je určen pro selata, která se vyvíjejí pomaleji, nejčastěji vinou nedostatku mléka a malého příjmu pevné potravy v období sání a jsou příliš slabá, aby mohla pít s ostatními.

Stroj používá osvědčený princip kašovité krmné dávky. Je všeobecně známo, že takto krmená slabší selata se rychle zotaví a zdravě se vyvíjejí. Nejdůležitější je stimulační působení podávání kašovitého krmení na zvýšení příjmu potravy, což vede k podstatnému růstu příjmu energie a projeví se následně ve váhových přírůstcích.

Vysoká četnost krmení (lze nastavit až 200 krmných procesů denně) zaručuje dostatečnou hygienu a zabraňuje ztrátě chutnosti krmné směsi jako důsledku delšího kontaktu s ovzduším stáje.

Připravené množství krmiva představuje pro jeden krmný proces cca 35 gramů (suché směsi).

Každá dávka je před krmením v přístroji automaticky zvlhčena a namíchána.

Zaručené a rychlé výsledky ve zlepšeném vývoji selat.

Selata mohou být po 10 dnech krmení přístrojem Automix bez problému zařazena zpět do skupiny ostatních.


Výsledky jsou nejlepší, pokud jsou selata přiřazena ke krmnému automatu dříve než se objeví příznaky zpožděného vývoje. Pak nenastávají problémy s oslabenými selaty.

- ✓ Snadný přehled o krmení - viditelnost na žlab i selata
- ✓ Jednoduchá obsluha a naplnění
- ✓ Možnost nastavit ovládání mimo ohradu
- ✓ Vždy čerstvé krmení – dostupné bez vyvinutí aktivity selat
- ✓ Optimální velikost skupiny
- ✓ Maximální výnos

Důležité body :

1. Selata musí mít teplé hnízdo, do 30° C
2. Nutno použít kvalitní krmení, sypké nebo pelety (max. 2,25 mm)

Při přechodu na suché krmení musí být toto umístěno vždy vedle krmných automatů



H012P0011	Krmný automat AUTOMIX 25	Max. 25 selat
H012P0010	Krmný automat AUTOMIX 40	Max. 40 selat

Vozíky na krmení

H023P0085 Vozík na krmení, úzký model - 63 cm. Materiál polyetylen, snadno omyvatelný, nezůstávají rezidua jako u kovových materiálů. Kapacita 250 l – cca 175 kg krmné směsi. Rozměry 63 x 115 x 80 cm Přední otáčecí kolo pro snadnou manipulaci.

H023P0086 Vozík na krmení, širší model - 77 cm. Materiál polyetylen, snadno omyvatelný, nezůstávají rezidua jako u kovových materiálů. Kapacita 360 l – cca 250 kg krmné směsi. Rozměry 77 x 120 x 85 cm Přední otáčecí kolo pro snadnou manipulaci.

H023P0087 Hliníková lopatka odvažovací 2 kg s rukojetí otočenou dovnitř



Péče o spárky a paznehty

H007P0224 Kleště na paznehty/spárky rovné převodové

H007P0225 Kleště na paznehty/spárky šikmé převodové

H026P0013 Kleště střední na paspárky a menší úpravy spárků

H026P0014 Kleště malé pro jemné začistění

H015P0031 Nůž kopytní malý levý

H015P0032 Nůž kopytní malý levý oboustranný

H015P0033 Nůž kopytní malý pravý

H015P0034 Nůž kopytní malý pravý oboustranný

H015P0035 Nůž kopytní velký levý

H015P0036 Nůž kopytní velký levý oboustranný

H015P0037 Nůž kopytní velký pravý

H015P0038 Nůž kopytní velký pravý oboustranný

H015P0039 Kopytní vrták


H015P0040 Nůž smýčkový

H015P0041 Nůž vavřínolistý

H007P0226 Čelist na kleště štípací

H015P0042 Kladivo podkovářské

H015P0043 Rašple podkovářská



HEMASTAL – VLASTNOSTI:

- ✓ Vysoušecí a protiskluzové schopnosti
- ✓ Nízká prašnost a zdravotní nezávadnost pro obsluhující personál
- ✓ Antibakteriální a fungicidní vlastnosti
- ✓ Omezení šíření bakterií, mikrobů a mikroorganismů
- ✓ Snížení hodnoty čpavku
- ✓ Dezinfekce a podpora hojení poranění (spárků, paznehtů)
- ✓ Kladný vliv na kvalitu rohoviny
- ✓ Zkvalitnění následných hnojících účinků kejdy
- ✓ Přátelské k životnímu prostředí

Podrobnější informace o ošetření končetin na str. 52

Ošetření paznehtů a spárků

H023P0253 HOOFPASTE - pro intenzivní dlouhodobou ochranu, léčení a ošetření. Hustá pasta, 300 ml

H023P0064 Dehtová pasta, 5 kg. Hustá tekutina vhodná k dennímu ošetření paznehtů, kopyt, spárků. Lze použít jako nátěr proti okusu stromů. Tradiční a fungující recept proti okusování ocásků v chovech prasat - studie Animal Welfare Journal

H023P0254 Dehtová páska 25 x 0,05 m

H023P0065 Dezinfekční vana spojovací - pevné propojení, držadla pro přenášení, protiskluzný povrch, mrazu vzdorná. Váha 14 kg. Unikátní systém spojení dezinfekčních van umožní kompletní ošetření při problémech s paznehty/spárky. 1. vana – očištění, 2. vana – pre-dezinfekce (slabší koncentrace), 3. vana – kompletní dezinfekce (normální koncentrace). Šetří náklady, koncentrovaný roztok není hned znečištěn, lze použít na více zvířat. Zvýšená hygiena ošetření.

H023P0066 Hoofprotect 20 kg - koncentrovaný přípravek na ošetření paznehtů/spárků/kopyt. Hluboká penetrace, čistí a léčí. Jednotlivé použití: nastříkejte 20% roztok přímo na ošetřovanou rohovinu, 2 až 3 krát denně po dobu 2 až 3 dnů. Použití v dezinfekčních vanách: pravidelné ošetření - použijte 3 až 5% roztok, měňte každých 5 až 7 dnů. Ošetřujte po dobu 5-7 dnů. Pro intenzivnější ošetření použijte 5-10% roztok, měňte každých 5 až 7 dnů. Doba trvání ošetření 3-4 týdny. Dlouhodobé ošetřování: 1-2% roztok. Měňte každých 5 až 7 dnů.

H023P0255 Fixační rám pro ošetření paznehtů skotu, univerzální. S upínáním a navijákem pro jednoduché a bezpečné ošetření. Galvanizovaný, lze připevnit k jakémukoli typu kóje

H023P0256 COW SLIPS Speciální návleky určené k léčení paznehtů. Pravý / levý díl se nasadí na zdravou část a tak se uleví poranění a urychlí se hojení. Jednoduchá aplikace. Sada 5 levých, 5 pravých dílů



Bovibond

H023P0107 BoviBOND startovací sada - ošetření paznehtů skotu.
Nejlepší nabídka v poměru kvality a ceny
Jednoduchá aplikace, lepidlo se nemusí míchat, zasychá nezávisle na okolní teplotě mezi 30 až 90 vteřinami, takže zvíře je téměř okamžitě mobilní. Jiné podobné produkty mohou obsahovat toxiny, Bovibond je naprosto bez zápachu a může se použít v uzavřených prostorách. Nanesení lepidla pomocí aplikátoru je jednoduché a přesné. Sada obsahuje násl. položky:

H023P0108 Dvousložkové lepidlo na špalíky, 180 ml (pro 10-12 aplikací)

H023P0109 Aplikační pistoli

H023P0110 Plastové aplikátory 12 ks

H023P0111 Dřevěné špalíky 12 ks



Ochranné pomůcky

Oděvy

H009P0087 OVERAL – jednorázový, kapuce se zipem

H023P0197 Plášť – jednorázový, ochrana oblečení proti špíně a zvýšení hygieny

H023P0272 SUPREME OVERAL - vyroben ze špinu odpuzujícího materiálu, je lehký, prodyšný a zadní díl je pro větší pohodlí při práci ušit z pružného materiálu. Modrý nebo zelený.
Vel 48 - 64. 50% Polyester a 50% bavlna. Vzdušný, vysoká kvalita. Lze prát.

H023P0273 OVERAL dezinfekční. Vhodný jako ochrana při čištění a dezinfekci stájí. Všítká kapuce. 100% Flexotane. Pružný a vzdušný materiál. Lze prát



Rukavice

H022P0001 Rukavice ECO-SENSITIV, dlouhé, vhodné pro vyšetření skotu, porody

H022P0002 Rukavice GIA GLOVE, dlouhé, vhodné pro umělou inseminaci

H023P0016 Dlouhé rukavice. Ochrana při porodech, silné a lehce elastické pro lepší ohmat. 100 ks

H010P0015 Rukavice IMV inseminační dlouhé. Vysoká citlivost a kvalita

H010P0027 Dlouhé rukavice, velice pevné a zároveň jemné. Poskytují vysokou ochranu a citlivost při dotyku. Vhodné pro porody a hlavně inseminaci skotu. Jednoduše vynímatelné z krabičky.

H022P0003 Rukavice, palčáky, dlouhé, vhodné pro ISK & ISB

H022P0004 Rukavice, krátké, vhodné pro inseminaci

H022P0005 Rukavice, krátké, vhodné pro dojení, non-latex

H022P0006 Rukavice, krátké, vhodné pro inseminaci

H023P0198 Rukavice pracovní, kombinace kůže a silné tkaniny.

H023P0199 Latexové pracovní rukavice, velikosti S - XL

H022P0004 Rukavice, krátké, PE, základní jednorázová ochrana

H022P0009 Rukavice, krátké, vinylové, číré. Všeobecná ochrana, pevné, vhodné např. při inseminaci prasat. Velikosti S - XL



Ochranné masky

H023P0182 Masky ochranné, jednorázové, ochrana proti prachnému prostředí, 50 ks

H023P0183 Masky ochranné GES FFPIV, s výdechovým ventilem, 20 ks

H023P0184 Masky ochranné GES FFP3V, s výdechovým ventilem, 20 ks
Vysoká ochrana



Ochrana nohou

H023P0200 Držák na holínky - nerez, na zavěšení 3 párů. Nezbytný pro hygienické uložení holínek v šatnách.

H023P0201 Bezpečnostní holínky BEKINA s ocelovou ochrannou špičkou (dle normy EU - EN345/S4) - žlutá, velikosti od 37/38 do 48/49. Z vysoce odolného PU materiálu, jehož složení v létě chladí a v zimě naopak hřeje. Jednotlivé části holínek jsou zesíleny pro zvýšení odolnosti a životnosti. Pracovní holínky jsou speciálně určené pro dezinfekci a zabránění přenosu nákaz.

H023P0202 Bezpečnostní holínky BEKINA s ocelovou ochrannou špičkou (dle normy EU - EN345/S4) - černá, velikosti od 37/38 do 48/49. Z vysoce odolného PU materiálu, jehož složení v létě chladí a v zimě naopak hřeje. Jednotlivé části holínek jsou zesíleny pro zvýšení odolnosti a životnosti. Pracovní holínky jsou speciálně určené pro dezinfekci a zabránění přenosu nákaz.

H009P0088 NÁVLEKY na holínky – silné, vysoké

H023P0276 NÁVLEKY na obuv – nízké, modré

Ochranné holínky BEKINA - na vyžádání pro Vás připravíme nabídku dle Vašich požadavků.

Ochrana sluchu

H023P0277 Ochranná sluchátka FM se zbudovaným rádiem a připojením na I-pod. Zvýšení bezpečnosti a zlepšení pracovního komfortu zaměstnanců. 340 g

H023P0278 Ochranný štít pro sluchátka FM

Ochrana očí a hlavy

H023P0185 Ochranná helma s jemným drátěným štítem a ochrannými sluchátky H7. Speciálně vyvinutá pro ochranu při čištění stájí pomocí vysokotlakých přístrojů. Speciální štítek z drátěné sítě 100% odráží kapky vody a umožňuje dobrou viditelnost při práci. Kompletní zabezpečení ochrany proti podráždění očí.

H023P0186 Antikondenzační bezpečnostní brýle, bez odvětrávacích otvorů

H023P0187 Antikondenzační bezpečnostní brýle, materiál - pružný čistý acetát, se skrytými odvětrávacími otvory. Rezistentní proti prachu, jemným drtím a kyselinám.

H023P0188 Ochranný kryt obličeje a hlavy. Plně nastavitelná velikost. Pevný a silný materiál. Maximální ochrana proti prachu, drtím při broušení a kyselinám.

H023P0189 Bezpečnostní brýle VV-T5300, dle normy EN166-1995. Ergonomicky tvarované brýle pro všeobecnou ochranu, nastavitelná velikost. Vyrobena ze speciálního materiálu, který nezpůsobuje alergie a podráždění pokožky.

H023P0190 Ochranné brýle pro návštěvy. Čirý plast. Splňují normu EN166-1995.

Osobní hygiena a antiseptické prostředky

H023P0191 WHITE - vše v jednom šampon, na mytí rukou, pokožky, vlasů, 2 l, neutrální pH, jemné - nedráždivé složení, vysoce pěnivý

H023P0192 GREEN - Micro Kill, 2 l. Antiseptické tekuté mýdlo na ruce, speciálně vyvinuté do prostředí, kde je nutná zvýšená hygiena např. inseminace, dojírný.

H023P0193 ORANGE POWER 2l, tekutý přípravek se silným čistícím účinkem. Obsahuje PE abrasivní kuličky, bez příměsí solventů. Speciálně vyvinutý pro odstranění silného znečištění - olej, mastnota, rez, hlína, prach atd.

H023P0194 Dávkovač pro tekuté přípravky obsah 2 l

H023P0195 Dettoclean 5l, silný nedráždivý detergent pro očistu pokožky, drobných ran a nástrojů. Určený i pro domácí hygienu. Deodorizuje - pročišťuje ovzduší. Na bázi chloroxylenu.

H023P0196 Prací prostředek na silně znečištěné barevné prádlo, 20 kg

H023P0047 Dávkovač pro RAPIDDES - ochrana a dezinfekce rukou

H023P0048 Ochrana a dezinfekce rukou RAPIDDES - I l, dodává maximální ochranu a hygienu Vašich rukou.

H023P0214 Actacid, 500 ml, dezinfekční přípravek k okamžitému použití na bázi metylalkoholu. Ničí bakterie, kvasinky, plísňe, viry na různých druzích povrchů. Lze použít k dezinfekci nástrojů, např. kleští, pinzet. Dezinfekce povrchů v laboratoři.

Inseminace skotu

Odběr semene

- H010P0016 Umělá vagína
- H010P0017 Vložka do vagíny neoprenová - hrubší, 10 ks
- H010P0018 Vložka do vagíny neoprenová - hladká, 10 ks
- H010P0019 Kónus pro vagínu, 20 ks
- H010P0020 Ochranný filcový kryt vagíny
- H010P0021 15 ml kónická sterilní tuba, modrá zátka, 100 ks
- H010P0022 Silikonová zátka pro 15 ml sterilní tubu, 10 ks
- H010P0023 15 ml odběrová tuba PYREX, 10 ks
- H010P0024 Ochranný filcový kryt odběrové tuby, 5 ks
- H010P0025 B-GEL 250 g lubrikační
- H010P0026 Lubrikant vagíny, 1 100 g



Analýza spermatu

- H009P0020 Fotometr Accucell bez ředění IMV
- H009P0021 Kyveta k fotometru Accucell 100ks
- H009P0022 Žárovka k fotometru Accucell



Zpracování dávek

- H010P0004 IMV - od manuální plničky po celkově automatizovaný systém - nabídka dle Vašich specifikací
- H010P0005 Pejety 25 ml různé barvy

Ředění

- H010P0006 Bioxcell 100 ml (500 ml hotového ředidla)
- H010P0007 Bioxcell 250 ml (1250 ml hotového ředidla)
- H010P0008 Sterilní, apyrogenní voda, balení 1 l, 10 ks



Pejety


- H010P0009 Pejety různé barvy 0,25 ml, Balení 2000 ks

Uchovávání dávek

- H010P0010 Kanystry, pohárky - dle specifikovaných požadavků

Inseminace

- H010P0011 Krycí pipeta IMV
- H010P0012 Krycí pipeta Cryovet
- H010P0013 Aplikační pistole Kombicolor
- H010P0014 Náhradní píst Kombikolor, 10 ks
- H010P0015 Rukavice IMV Inseminační dlouhé Červené Sensitive, 100 ks
- H010P0027 Dlouhé rukavice, velice pevné a zároveň jemné. Poskytují vysokou ochranu a citlivost při dotyku. Vhodné pro porody a hlavně inseminaci skotu. Jednoduše vynímatelné z krabičky.



Jsmo schopni připravit na vyžádání komplexní nabídku vybavení inseminační stanice.

Péče o telata

H023P0097 Zástěra ochranná - porodní. Nylon pokrytý PVC, krátké rukávy, plastové manžety, velcro zapínání vzadu

H023P0098 Resuscitační pumpa pro telata a hříbata

H023P0099 Vozík s navijákem, 115x75x45. Na vození telat a kadaverů, naviják zjednodušuje naložení

H023P0100 Mixer pro mokré krmení a mléko, nerezový, obsah 90 l. Výška 100 a průměr 47 cm. Je určený k přípravě tekutého krmení a mléčných produktů. Lze jednoduše přemístit pomocí 2 gumových koleček. Kohout je umístěn ve spodní části pro jednoduché umístění vědra. Rozsah měření do 80 l viditelně označený na vnitřní straně nádoby. Hygienický, jednoduše omyvatelný. 220 V.

H023P0101 Ohříváč mléka pro telata. Jednoduché ohřátí ve vědru, stavitelný termostat. 220V, Výška 94 a průměr 15,5 cm, váha 3,4 kg. Ponor 8,2 cm. Velmi snadno se čistí

H023P0102 Měchačka s dřevěným držadlem 45 cm

H023P0103 Krmná láhev 2,5 l

H023P0104 Napájecí kbelík plastový

H023P0105 Drencher pro telata, 2 l - rychlá aplikace léčiv, mleziva a tekutin

Dle Vaší poptávky Vám dodáme různé typy porodních tyčí.

Na vyžádání Vám připravíme komplexní nabídku přístřešků pro telata.

Péče o skot

H023P0113 Kruh proti sání kov, plast

H023P0106 Odrohovač FP - 280, 230V

H023P0208 Odrohovač plynový PORTASOL

Označování skotu

Aplikační kleště na plastové známky

H014P0129 Aplikační kleště na plastové ušní známky HEMA

H014P0130 Hrot k aplikačním kleštím HEMA na plastové známky

H003P0017 Aplikační kleště ALLFLEX na plastové ušní známky včetně náhradního hrotu (v rameni kleští)

H003P0030 Kleště ALLFLEX TOTAL TAGGER+ s výklopným hrotem pro větší bezpečnost, KOVOVÉ

Popisovače na plastové ušní známky



H003P0030 Popisovač na plastové známky - střední popis

H003P0031 Popisovač na plastové známky Allflex - dvojitý hrot

Mosazné známky pro skot

H007P0039 Mosazná ušní známka pro značení skotu

H007P0040 Kleště aplikační pro mosazné známky



Plastové ušní známky pro skot Ústřední evidence



SVĚTOVÁ KVALITA PRO ČESKÝ SKOT

Firma **ALLFLEX** se zabývá označováním skotu více než 50 let a je vedoucí světovou firmou vyrábějící 500 milionů známek ročně.

Pro Vaše zvířata můžete zvolit kvalitní ušní známky ALLFLEX, které pro označení skotu jako NOVÉ ČÍSELNÉ ŘADY nebo DUPLIKÁTY dodáváme od roku 2007.

Jejich vysoká kvalita a minimální ztrátovost je tak prověřena našimi chovateli, kteří je používají k označení skotu v ústřední evidenci v místních podmínkách.

Stále Vás trápí opakované navěšování ušních známek u skotu?

Vyzkoušejte Vašimi kolegy ověřenou kvalitu plastových ušních známek ALLFLEX.

K dodání jako NOVÉ ČÍSELNÉ ŘADY pro telata, tak i DUPLIKÁTY.

Známka **ALLFLEX** má jako jediná na našem trhu kovovou špičku, která je vložena do hrotu samčího dílu tak, že je jeho neoddělitelnou součástí.

Nemůže tak dojít k jejímu vylomení a rozpojení jako u spojení dvou plastových materiálů.

- ✓ Patentovaný způsob spojení ROTACLIP
- ✓ Kovový hrot – snadná aplikace i na dospělé zvíře
- ✓ Čtyři velikosti Senior, MAXI, DUO MAXI a elektronická známka
- ✓ Hladký povrch známky, na kterém neulpívá špína
- ✓ Kontrastní popis u obou barevných variant pro krávy i býky
- ✓ Snadná čitelnost
- ✓ Univerzální kovové aplikační kleště s pružinou a odskakujícím ramenem



Pokud se rozhodnete pro dlouhodobě ověřené kvalitní značení Vašich zvířat - při zasílání objednávky na ČMSCH, a.s. Hradištko zaškrtněte jako výrobce „HEMA”.

VZORY POPISU SENIOR:

Popis „**SENIOR A**“ (povinně alespoň v 1 uchu)
Hrot (samčí díl): 70 x 50 mm, protikus (samičí díl): 78 x 57 mm



Popis „**SENIOR B**“ (volitelný)



VZORY POPISU MAXI:

Popis „**MAXI A**“ (povinně alespoň v 1 uchu)
Hrot (samčí díl): 70 x 50 mm, protikus (samičí díl): 100 x 75 mm



Popis „**MAXI B**“ (volitelný)



Popis „**MAXI B 4**“ (volitelný)



Popis „**MAXI B 6**“ (volitelný)



Popis „**DUO MAXI**“ (volitelný)
Hrot (samčí díl): 100 x 75 mm, protikus (samičí díl): 100 x 75 mm



Elektronická ušní známka
Průměr 3cm



Jako další typ druhé ušní známky si můžete zvolit elektronickou ušní známku s čipem
Tato známka má naprogramováno individuální identifikační číslo zvířete

Elektronické ušní známky pro skot a ovce/kozy v ústřední evidenci

Celosvětovým leaderem v elektronické identifikaci je firma Allflex. Tato technologie je shodná se systémem vysokofrekvenční identifikace RFID. Signál má schopnost proniknout tkáň, dřevěné či plastové zábrany atd.

Transpondér nevyužívá baterie a vydrží funkční po celý život zvířete.

Elektronický identifikátor Allflex – EID ušní známka – má zabudovaný výkonný vysokofrekvenční systém Tiris vyvinutý ve spolupráci s firmou Texas Instruments. Svinutá anténa je vlisována do samičího dílu EID známky.

Speciální vysoce odolný materiál této známky plně ochrání transpondér před nepříznivými vlivy prostředí.

Čtecí zařízení jsou vybavena LCD displejem, součástí je softwarové vybavení pro přenos dat ve formátu MS Excel. Mohou být ruční nebo stacionární, dle požadavků a specifikací.

Systém elektronické identifikace Allflex plně splňuje standardy ISO 11 784, ISO 11 785 a je pod registrací ICAR plně certifikován.

SKOT

Již nyní můžete využít výhod elektronické identifikace skotu a zefektivnit tak systém řízení práce na Vašem chovu.

Jako typ ušní známky B můžete nyní zvolit EID ušní známku Allflex.

Tato známka má naprogramováno individuální identifikační číslo zvířete.

Výhody elektronické identifikace:

- ✓ Automatizace údajů - rychlejší, jednodušší, přesné a bezchybné záznamy
- ✓ Není nutný přímý kontakt se zvířetem – čtecí vzdálenost je cca 100 cm
- ✓ Přímý přenos dat z čtecího zařízení do PC
- ✓ Řízení farmy založené na EID systému umožní rychlejší informovanost a analýzu dat
- ✓ Snadno přístupné kompletní záznamy o jednotlivých zvířatech
- ✓ Rychlejší zpracování údajů umožňuje objektivní a rychlá rozhodnutí a zlepšuje tak efektivitu
- ✓ Možnost propojení na systémy dojení, lze přizpůsobit jednotlivým podmínkám
- ✓ Možnost propojení na vážné systémy



Rádi dodáme komplexní informace.

Elektronické ušní známky

H003P0018 Elektronická ušní známka pro skot s čipem

H003P0019 Elektronická ušní známka pro ovce a kozy s čipem

Čtečky pro elektronické ušní známky

H003P0020 Tyčová čtečka 60 cm délka - ALLFLEX

H003P0021 Stacionární čtečka - panel 23 x 32 cm - ALLFLEX

H003P0022 Stacionární čtečka - panel 40 x 60 cm - ALLFLEX

H003P0023 Stacionární čtečka - panel 60 x 120 cm - ALLFLEX

H003P0024 Zdroj 230V pro stacionární čtečky ALLFLEX

H018P0001 Dvouřádková čtečka GES2S přenosná, pro elektronickou identifikaci skotu

H018P0002 Prodlužovací anténa k dvouřádkové čtečce

Doplňky k tyčové čtečce ALLFLEX

H003P0025 Sada pro komunikaci přes Bluetooth

H003P0026 Napájení

H003P0027 Akumulátor sada

H003P0028 Rychlonabíječka AK320

H003P0029 Cigaretový napáječ



Vážení zvířat

EID systém vážení skotu

Elektronická ušní známka ALLFLEX v propojení s vážními systémy Digi-Star

Přesné a rychlé zaznamenání hmotnosti váženého zvířete bez ohledu na jeho pohyb

Vážní systémy Digi-Star byly vyvinuty přímo pro reálné situace běžné při vážení zvířat. Nejodolnější komponenty byly spojeny s nadčasovými technologiemi, kdy pokročilé filtrování signálu spolu s funkcí Lock-On stanoví přesné záznamy hmotnosti hospodářských zvířat.

Propojení elektronické ušní známky ALLFLEX s vážním systémem Digi-Star automaticky zaznamená číslo EID známky váženého zvířete, jeho hmotnost, přírůstek. Je zkrácena doba na manipulaci se zvířaty a na záznamy jednotlivých údajů. Nulová chybovost.



SW 4600 EID

Pokročilý vážní systém, kompatibilní s elektronickými ušními značkami ALLFLEX, s přehledným displejem dobře čitelným v jakémkoli prostředí

- ✓ Víceřádkový displej, který zobrazuje požadované informace během vážení
- ✓ Počítadlo získané váhy včetně zobrazení přírůstků
- ✓ Kompatibilní se čtečkami ALLFLEX
- ✓ Export dat pomocí CSV souboru, usnadňující zpracování dat
- ✓ Jednoduché ovládání, automatické čtení a zadávání váhy
- ✓ Možnost zadání čísla ušní známky, předpokládané ID, číslo skupiny/ohrady, různé kódy, osobní poznámky
- ✓ Paměť pro 10 000 záznamů
- ✓ Možnost spárování s technologií Bluetooth
- ✓ 2 seriové porty pro ruční čtečky a napojení na počítač
- ✓ StockWeigh Link – Software pro Váš počítač (součástí dodávky)
- ✓ Jednoduché stažení dat do Vašeho počítače
- ✓ Jednoduché nahrání dat z počítače do váhy
- ✓ Napájecí kabel včetně možnosti napájení z baterie.
- ✓ Přesnost vážení +/- 1%

Zaujala Vás nabídka? Pro více kombinací a jednodušších variant nás neváhejte kontaktovat!

Váhy

H023P0142 Váha s pružinou mincířová, 10 kg

H023P0143 Váha s pružinou mincířová, 50 kg

H023P0144 Digitální rychlováha mincířová, s praktickým držadlem, do 15 kg

H023P0145 SALTER Rychlováha mincířová, 10 kg, stupnice po 50 g

H023P0146 SALTER Rychlováha mincířová, 25 kg, stupnice po 100 g

H023P0147 SALTER Rychlováha mincířová, 50 kg, stupnice po 200 g

H023P0046 Váha elektronická nerezová - platforma.

Lze použít v kombinaci s ošetřovacím vozíkem na zvážení selat ve vrhu a následně pro kontrolu přírůstků. Displej může být připevněn na stěnu. Vážení do 100 kg. Napájení na baterie nebo adaptér.

H012P0014 Přenosná váha na prasata ETW 300, do 140 kg, digitální displej. Rozměry: 157 x 56 x 84 cm



Vybudujte si vlastní vážní systém!

Pro přesné vážení selat a optimálního zjištění přírůstků u prasat. Systém se skládá ze dvou vážních lyžin, na které může být připevněna deska s ohradou. Dosahuje se velice přesného měření váhy, i když jsou zvířata v neustálém pohybu. Další součástí je jednoduše ovladatelná počítačová vážící jednotka F-star s přesným a viditelným displejem a adaptér. Veškeré spoje jsou pozlacené, vlhku i nárazu vzdorné. Příkon baterie 12V.

H012P0011 F- star 125 Počítačová vážící jednotka s digitálním displejem

H012P0012 Vážní lyžina, délka 100, 145 nebo 190 cm

H012P0013 Adaptér pro vážní systém F- star 125

Dojení a péče o struky

H023P0114 Papírové, biodegradibilní utěrky na roli, 2 x 1000 utěrek (250 m). Rozměry 24,5 x 25 cm Velice pevné, vysoká schopnost absorbce. Speciální povrch utěrky umožňuje lepší a rychlejší očištění struků a stimulace.

H023P0115 Papírové utěrky na roli, perforované, 2 x 1500 utěrek (600 m), šířka 24 cm

H023P0116 Dezinfektor struků - nevratný

H023P0117 Udder Sepia - dip 20 kg

H023P0118 Udder Brown - sprej 20 kg

H023P0119 Uddercare 2,5 l - Speciální přípravek na ošetření struků. Stimuluje prokrvení ve svaích a v podkoží struků. Snižuje a uklidňuje pokožku a otoky. Čistí, zjemňuje, regeneruje a ochraňuje povrch struků. Obsahuje mentolový olej. Při pravidelném užívání udržuje struky v dobrém zdravotním stavu a zlepšuje produkci mléka.

H023P0120 Dávkovač pro Uddercare

H022P0005 Rukavice krátké, modré, bez latexu. Tyto rukavice jsou velice jemné, ale pevné, poskytují vysokou ochranu a citlivost při dotyku. Vhodné do dojení. Velikost S - XL VYSOKÁ KVALITA / SKVĚLÁ CENA

Fixace skotu

H015P0008 Kleště nosní Harms, 200 mm

H015P0009 Skřípec nosní s pružinou

H015P0010 Kleště fixační Abel

H015P0011 Koncovka kleští Abel

H008P0006 Kruh nosní otočný NEREZOVÝ 57 mm

H008P0007 Šroubek do nosního kruhu

H007P0227 Pouta fixační Balun s koženými řemeny pro zadní končetiny

H007P0228 Bezpečnostní ohlávka pro skot Kovács

H008P0007 Vodící hůl /rovne držadlo 145 cm

H008P0008 Vodící hůl / rovne držadlo 120 cm

H008P0009 Vodící hůl/ držadlo tvar D 145 cm

H023P0112 Vodící hůl, 145 cm držadlo tvar D

H023P0257 Speciální pružinový imobilizér s rychlým uvolněním, slabinnový. Prevence kopání skotu. Celonerezový. Pevná pružina. O 3 cm delší než běžné typy.

H023P0258 Pouta fixační - fixace zadních končetin v dojárnách, prevence kopání galvanizovaný řetěz s úchyty


H023P0259 Fixátor hlavy skotu k aplikaci léčiv, ušních známek atd. Aplikaci může bezpečně provádět jeden ošetřovatel. Kovový úchyt tvar U, trubková konstrukce s háky na zavěšení, s fixovacím řetězkem polohy

Elektrické ohradníky - zpracujeme nabídku dle Vašich požadavků.



Ošetřování - veterinární pomůcky

H007P0194	Roura jícnová UH, 850 mm
H007P0195	Roura jícnová UH, 1200 mm
H007P0196	Roura jícnová UH, 1600 mm
H023P0019	Embryotomická pilka, 12 m v UH krabičce, lze použít i na odrohování
H023P0020	Držátko embryotomické pilky rovné
H007P0200	Porodní řetěz, 1900 mm
H007P0201	Porodní řetěz, 1000 mm
H007P0202	Držadlo porodních řetězů
H007P0203	Cévka Söderlund děložní dvoucestná, 400 mm
H007P0204	Cévka Götz děložní - LUER 440 mm
H007P0205	Cévka Götz děložní - veterinární kužel
H007P0206	Cévka insulační
H007P0207	Cévka mléčná Fürstenberg bez olivky
H007P0208	Cévka mléčná Fürstenberg s olivkou
H007P0209	Emaskulátor Verböczy
H007P0210	Embryotom dle Thygessena
H015P0012	Háček oční ostrý, 60 mm
H015P0013	Háček oční tupý, 60 mm
H015P0014	Háček oční ostrý, 80 mm
H015P0015	Háček oční tupý, 80 mm
H007P0211	Jehelec Ermold, 170 cm
H007P0212	Jehelec Langenbeck
H015P0016	Kleště kastroční Burdizzo, 45 cm
H015P0017	Kleště kastroční Burdizzo, 35 cm
H007P0213	Klín čelistní dle Schneidera
H007P0214	Klín k jícnové rouře malý k otvírání čelistí ovcí a koz
H007P0215	Metr veterinární kombinovaný
H015P0018	Nůž do struku
H015P0019	Nůž do struku dle Huga, 130 mm
H015P0020	Nůž kastroční s AL držadlem
H015P0021	Pero kleští vrubovacích malé
H015P0022	Podložka pod poševní svorky
H015P0023	Rašple na zuby zvířat s kovovým plátkem a dřevěným držadlem
H015P0024	Náhradní plátek k rašpli na zuby
H007P0216	Cévka děložní prohnutá
H007P0217	Cévka děložní rovná, 450 mm
H007P0218	Cévka Imminger uretrální, 310 mm
H007P0219	Cévka močová zahnutá, 500 mm
H007P0220	Cévka močová zahnutá, 800 mm
H007P0221	Efeminátor nůžkový
H007P0222	Jehla na poševní svorky Leipold
H015P0025	Kleště vrubovací pro prasata
H015P0026	Emaskulátor Hausmann, 270 mm
H015P0027	Nůž porodní Linde
H015P0028	Svorka poševní Flessa, 60 mm, plastové úchyty
H015P0029	Svorka poševní Flessa, 80 mm, plastové úchyty
H015P0030	Svorka poševní Flessa, 100 mm, plastové úchyty
H007P0223	Háček pro veterinární kontrolu masa



Zvířecí hygiena ve stáji

Chcete efektivně a ekonomicky zlepšit zdravotní stav Vašich zvířat?

Použitím suchých podestýlek řady HEMASTAL toho dosáhnete.

Srovnatelná a na místních farmách ověřená kvalita se stejnými produkty na trhu.

Nesrovnatelná cena! S Hemastalem úspora více jak 30%.

Zlepšení celkové zoohygieny a kvality vzduchu ve stáji.

V testech ověřená likvidace čpavku, snížení hodnot o 48%.

2 typy: HEMASTAL (prášek) a HEMASTAL SOFT (celulózové vločky)

POUŽITÍ PRASATA:

Jalovárny

- ✓ Prevence výskytu zánětů a výtoků v období říje a inseminace

Porodny

- ✓ Prevence přenosu infekce, vysypáním lože pod prasnicí
- ✓ Ošetření struků prasnice
- ✓ Osušení selat, nedochází k jeho podchlazení, snižuje tak počet úhynů selat
- ✓ Vysypání hnízda selat (HEMASTAL SOFT) – udržuje selata v suchu a teple

Předvýkrm a výkrm

- ✓ Zamezení a prevence výskytu průjmů

Obecné využití

- ✓ Urychlení hojení poranění
- ✓ Prevence vzniku prasklin a opotřebení spárků
- ✓ Dezinfekce průchozích zón a přepravních ploch zvířat



INSEMINACE :

- ✓ Postup k dosažení maximální hygieny při inseminaci a odstranění hněsivých výtoků po inseminaci!
- ✓ Děložní krček prasnice je během říje a při inseminaci otevřený a je vstupní branou pro nečistoty, bakterie a vznik zánětů v reprodukčním traktu.
- ✓ V tomto období je nutná prevence.

Prevence je NEJLACINĚJŠÍ! Následná léčba zdravotních problémů pohlavních orgánů je velmi drahá.

V tomto období je nutné zajistit maximální možnou hygienu v době říje a provádění inseminačního úkonu prasnic a prasniček.

Naprostě zásadním postupem je mechanická očista a úklid výkalů a očištěný prostor posypat tenkým filmem suché dezinfekce HEMASTAL.

- ✓ Hlavním přínosem při použití suché dezinfekce HEMASTAL je zamezení výskytu zánětů a výtoků v období říje a inseminace a v období po inseminaci.
- ✓ Je velice důležité bezprostředně po každém inseminačním úkonu odstranit nečistoty v prostoru pohlavních orgánů (od slabin k zádi) a prostor podsypat suchou dezinfekcí HEMASTAL.
- ✓ Na povrchu se vytvoří tenká vrstva dezinfekce, která zajistí maximální hygienu-čistotu pohlavních orgánů v období po inseminaci, kdy prasnice uléhá na podlahu. Uléhá do suchého a vydezinfikovaného prostoru!
- ✓ Dalším efektem je následná kontrola zpětných výtoků inseminační dávky během inseminace a po inseminaci.
- ✓ Vždy používejte při inseminaci rukavice – omezíte přenos bakterií a chorob přímo na sliznice a do pohlavních orgánů. Přerušíte možnost přenosu nákazy z jiných úseků a kategorií (porodny, předvýkrm, výkrm).
- ✓ Při inseminaci používejte ZÁSADNĚ individuálně balené zavaděče.

HEMASTAL – ZÁSADY PŘI PORODU:

V období porodu je reprodukční trakt velice náchylný na vznik zdravotních problémů v pohlavních orgánech a může snadno dojít k zanesení infekce. Toto je způsobeno otevřeným děložním krčkem, který je jinak uzavřený.

Je NUTNO zajistit zvýšenou zoohygienu v porodním kotci.

- ✓ Vysypejte lože pod prasnicí suchou dezinfekcí HEMASTAL SOFT před počátkem porodu a znovu po jeho ukončení. Před porodem také vysypejte prostor, kam umístíte selata bezprostředně po porodu, suchou dezinfekcí HEMASTAL SOFT (např. hnízdo pod lampou, v budce atd.) Selata jsou pak v čistotě, suchu a teple.

- ✓ Před prvním příjmem mleziva selaty posypejte mléčnou žlázu HEMASTA-LEM a proveďte masáž vemínek a odstříknutí mléka. S masáží s použitím HEMASTAL zároveň provádíte očistu a dezinfekci mléčné žlázy.
- ✓ Narozená selata otřete buničinou a osušte suchou dezinfekcí HEMASTAL SOFT, nedojde k jejich podchlazení a sníží se tak počet úhynů. Při osušení selat při porodu je vhodné zároveň vydezinfikovat suchou dezinfekcí HEMASTAL SOFT pupeční šňůru (po zkrácení) – lepší a rychlejší hojení.
- ✓ Po porodu je velice důležité k očištěným a vydezinfikovaným strukům prasnice přiložit selata, aby se mohla napít mleziva – zaručíte jim přísun energetické zásoby „pohotové energie“, která je nezbytná pro jejich zdárný vývoj. Zabráníte úhynům selat – až 30% selat má problém se po porodu dostat ke strukům.

HEMASTAL – VLASTNOSTI:

- ✓ Vysoušecí a protiskluzové schopnosti
- ✓ Nízká prašnost a zdravotní nezávadnost pro obsluhující personál
- ✓ Antibakteriální a fungicidní vlastnosti
- ✓ Omezení šíření bakterií, mikrobů a mikroorganismů
- ✓ Snížení hodnoty čpavku
- ✓ Dezinfekce a podpora hojení poranění (spárků, paznehtů)
- ✓ Kladný vliv na kvalitu rohoviny
- ✓ Zkvalitnění následných hnojících účinků kejdy
- ✓ Přátelské k životnímu prostředí

OŠETŘENÍ SPÁRKŮ

Zdravé končetiny prasnic výrazně ovlivňují ekonomiku produkce chovu. Spárky prasnic se vlivem nových povrchů v ustájeních již samy neobrušují, přerostlé spárky je nutno pravidelně zastříhávat a ošetřít.

Je naprosto nezbytné dodržovat maximální hygienu a suchu v ustájeních zvířat.

Jedna předčasně vyřazená prasnice znamená ztrátu více než 10 000 Kč a prevence je vždy tím nejlevnějším opatřením.

- ✓ Zdravé spárky znamenají snížení počtu vyřazených prasnic, což vede k většímu počtu narozených selat
- ✓ Snížení nákladů na nákup nových prasniček
- ✓ Udržení optimálního složení stáda

HEMASTAL ošetřuje a dezinfikuje, urychluje hojení poranění, napomáhá udržení zdravého stáda.

SKOT – prevence onemocnění končetin a mastitidy

Vlhko ve stájovém prostředí způsobuje riziko různých onemocnění. Mikrobi a bakterie mají živnou půdu a snadno se rozmnožují, pokud nejsou důsledně dodržovány zásady zoohygieny.

Pravidelné používání suché dezinfekce Hemastal umožní:

- ✓ Zajištění hygieny prostředí a zamezení kontaminace steliva.
- ✓ Udržení končetin v suchu, čistotě a zdraví a tím náklady na jejich dlouhodobé léčení.
- ✓ Prevenci mastitidy, která je jedním z nejdražších onemocnění u krav - mléčná žláza je snadno přístupná vstupu mikrobů a bakterií.

1 pytel HEMASTAL, 25 kg stačí na pokrytí cca 500 m² plochy

Hemastal

H006P0001	Pytel 25 kg
H006P0002	Malá paleta 500 kg = 20 pytlů
H006P0003	Velká paleta 1000 kg = 40 pytlů
H006P0004	Malý bag = 250 kg
H006P0005	Velký bag = 1000 kg (dle skutečné váhy)



Hemastal Soft

H006P0006	Pytel 25 kg
H006P0007	Malá paleta 375 kg = 15 pytlů
H006P0008	Velká paleta 600 kg = 24 pytlů
H006P0009	Malý bag = 125 kg
H006P0010	Velký bag = 600 kg (dle skutečné váhy)



Suchou stájovou podestýlku HEMASTAL lze použít v biochovu.



Hema Malšice s.r.o.

Váš dodavatel a výrobce chovatelských potřeb

Máte vysoké vyřazování prasnic z důvod špatných končetin?

Doporučené pomůcky pro úpravu spárků prasnic a kanců

- ✓ kleště velké na paznehty rovné pro hrubé ošetření spárků
- ✓ kleště střední pro paspárky a drobnější úpravy spárků
- ✓ kleště malé pro jemné začištění
- ✓ sprej na dezinfekci nástrojů
- ✓ dezinfekční sprej antibiotický nebo hojivý
- ✓ sprej - tekutý obmaz
- ✓ suchá dezinfekce HEMASTAL
- ✓ mast kopytní – dehtová
- ✓ ochranné pracovní rukavice

Rádi Vám podáme více informací.



MĚŘENÍ TEPLOTY A pH

- H023P0148** DT-8810 infračervený dálkový teploměr s laserovým zaměřením, -20 až 270°C, 3-číselný displej s rozlišením 0,1°C, 180 g, 9V baterie.
- H023P0149** DT-8818 infračervený dálkový teploměr s laserovým zaměřením, -50 až 550°C, 4-číselný displej s rozlišením 0,1°C, s podsvícením, 290 g, 9V baterie. Včetně pouzdra.
- H026P0015** Digitální veterinární teploměr. Kontrola teploty zvířat
- H023P0151** Digitální pH metr, vodotěsný. Vhodný pro testování pH pitné vody zvířat. Doporučeno testovat pH pravidelně, bakterie salmonely, E-coli atd. se vyvíjejí mnohem rychleji, pokud je pH v dodávané vodě příliš vysoké.




Dezinsekce

Mouchy jsou zdrojem nákaz a onemocnění!

Mouchy se dokáží množit velice rychle, speciálně při vhodné teplotě v hospodářských budovách ustájených zvířat. Dospělá moucha tvoří pouze 15% z celkové populace. Další 85% je složeno z vajíček, larev a kukel. V podobě vajíčka nebo kukly je téměř hermeticky uzavřeno. Proto je nejlepší začít s bojem proti výskytu much právě ve fázi larvy. Samotný boj s dospělými mouchami nemá dostačující výsledky. Efektivní kontrola výskytu much začíná se správnou hygienou.

- ✓ Pravidelně čistíte krmné koridory
- ✓ Vyměňte nefunkční, tekoucí napáječky
- ✓ Udržujte co nejhladší povrchy, ve skulinách vzniká prostor ke kladení vajíček
- ✓ Pravidelně odstraňujte exkrementy
- ✓ Okamžitě odstraňte uhynulá zvířata
- ✓ Používejte suchou dezinfekci Hemastal



H023P0221 Maggot Death plus, 7 kg

H023P0222 Maggot Death plus, 25 kg

Určen k likvidaci larev much. Funguje jako regulátor růstu v tkáni. Larva se nevyvine v mouchu.
Aplikace: ve formě granulí, nebo rozpuštěný ve formě postřiku nebo nátěru. Obsahuje 2 cyromazinu.

H023P0223 AZA FLY 2010, 2 kg

Určený pro kontrolu much a dalšího létajícího hmyzu v chovech prasat, skotu, drůbeže, koní.
Doporučeno používat v kombinaci s Maggot Death. Nejlépe funguje, pokud je aplikován na co největší počet menších ploch.
Aplikace: postřikem nebo nátěrem

H023P0224 MS Pernas 250 Combi EC, 500 ml

Určený pro kontrolu létajícího a dalšího hmyzu jako blechy, mravenci, vosy, švábi, komáři, mouchy a brouci v budovách a místnostech.
Aplikace: postřikem na místa, kde se hmyz vyskytuje – ředění 100ml na 10 l vody
Např. 20m² podlahy potřete 1 l naředěného roztoku. Dlouhodobý účinek.

H023P0225 Hubič much elektrický 2x20W, FLYKILLER

Lze umístit na stěnu, strop nebo volně postavit. Speciálně vyvinutý pro zemědělský sektor

H023P0226 Zelená žárovka, 18W, ELECTRIC FLYKILLER



Deratizace

Systém prevence výskytu krys, potkanů a myší

Dobrá prevence výskytu krys, potkanů a myší na chovech znamená zamezit jim v přístupu do budov a míst ustájených zvířat. Je doporučeno mít připravený plán prevence pokrývající celou farmu a veškeré budovy. Jedové staničky by měly být umístěny pravidelně cca 15 až 20 m od sebe po celém obvodu farmy a kolem každé budovy.

Jedové staničky musí být pravidelně doplňovány a kontrolovány zodpovědnou osobou. Stanovení zodpovědné osoby je nezbytné pro zajištění funkčnosti systému kontroly. Měl by být veden seznam jedových staniček, kde by byly tyto kontroly pravidelně zaznamenávány.

Je důležité vybrat správný typ produktu na kontrolu hlodavců:

- ✓ Silný atraktivní pach návnady
- ✓ Silný likvidující účinek - produkty 2. a 3. generace, které tyto hlodavce likvidují po jednom použití
- ✓ Důležité pravidelné doplňování čerstvé návnady



H023P0227 Rodetox dif 5 kg, drcené vločky

H023P0228 Rodetox dif 20 kg, drcené vločky

Rodenticid používaný k likvidaci myší a krys vně i uvnitř budov. Zamezuje srážlivosti krve. Aplikace v uzavřených jedových staničkách.

Po prvním požití dochází k bezbolestnému úhynu po 3-8 dnech. Jakmile aktivní látka začne působit, hlodavci začnou vyhledávat světlo a vodu, k jejich úhynu tak dochází vně prostor budov. Obsažené látky urychlují rozklad uhynulého zvířete, minimalizují tak vznik zápachu.

Obsahuje: Difethialon.

H023P0229 Rodetox dif 5 kg, kostky.

Rodentic ve tvaru kostek, cca 20g / kostka. Lze použít ve vlhkém prostředí. Aplikace v uzavřených jedových staničkách. Obsahuje: Difethialon.

H023P0230 Rodetox brom 5 kg, zrní.

Rodenticid používaný k likvidaci myší a krys kolem budov. Aplikace v uzavřených jedových staničkách. Po prvním požití dochází k bezbolestnému úhynu po 3-8 dnech. Jakmile aktivní látka začne působit, hlodavci začnou vyhledávat světlo a vodu, k jejich úhynu tak dochází vně prostor budov. Obsažené látky urychlují rozklad uhynulého zvířete, minimalizují tak vznik zápachu. Obsahuje: Bromadiolon. K dodání také ve tvaru pelet a kostek.

H023P0231 Rodetox Brodi – pasta

Hustá, mastná pasta, která se aplikuje na příchozí cesty rodentů, např. kolem oken, nor, na půdách. Ulpívá na tlapkách zvířat, které si pravidelně očisťují – automaticky tak pastu dostávají do trávicího systému.

K jejich likvidaci stačí přijmout velmi malé množství návnady. Působí po jediném požití. Jakmile aktivní látka začne působit, hlodavci začnou vyhledávat světlo a vodu, k jejich úhynu tak dochází vně prostor budov. Obsažené látky urychlují rozklad uhynulého zvířete, minimalizují tak vznik zápachu. Obsahuje: Bromadiolon.

Jedové stanice

H023P0262 Jedová stanice, tvrzený těžký plast, možnost uzamčení 28 x 25 x 12,5 cm

H023P0263 Jedová stanice, kovová, galvanizovaná 40 x 7 x 8 cm

H023P0264 Úchyt pro kovovou jedovou stanici

H023P0265 Ristorat - jedové silo, plastové s krytem a ne-rezovým úchytem k tyčím a trubkám. Doporučené na kontrolu lezoucích krys

H023P0266 Jedová stanice, plastová, lehká. Pro myši i krysy

H023P0267 Jedová stanice na strop, plastová, 250 ml 67 x 70 mm



Drůbež

Hemastal

Kvalita stájové podestýlky a ovzduší v budovách ustájených zvířat má ohromný vliv na jejich zdravotní stav a náklady na veterináře.

Hemastal přináší efektivní řešení na snížení čpavku a stresu ve stájích. Je přátelský k životnímu prostředí i zvířatům.

Kuřata jsou rozmístěna po celé ploše, netlačí se blízko sebe na sušších místech, nedochází tak k zadušení jednotlivých kusů.

Místa blízko stěn, kde rozdíl v teplotách mezi vnitřkem a venkem může mít vliv na velmi vysokou vlhkost podestýlky. Silná vysoušecí vlastnost Hemastalu napomáhá snížit tyto teplotní rozdíly a vytváří lepší a komfortnější prostředí pro růst a vývoj kuřat.

Humidita ve vzduchu velmi ovlivňuje vlhkost podestýlky a vývoj mikrobů a bakterií. Použití Hemastalu kolem napáječek a krmných míst udržuje tyto plochy suché, kuřata se pak v nich déle zdržují a jsou tak podporována v častějším příjmu potravy, tím se dosahuje lepších přírůstků. Hemastal absorbuje čpavek a tekutiny v podestýlce, snižuje tak její spotřebu. Hemastal má vliv na zdraví končetin a pařátků.

- ✓ Snižuje teplotní rozdíly
- ✓ Má pozitivní vliv na končetiny
- ✓ Vysoká absorpční schopnost tekutin
- ✓ Snižuje počty udušených kuřat
- ✓ Neutralizuje čpavek
- ✓ Snižuje vlhkost prostředí
- ✓ Zlepšuje zoohygienu
- ✓ Pozitivní vliv na zdraví kuřat

H023P0232 Papír pod kuřata, 0,68 x 200, biodegradibilní, 2 role
Zajistí, že den stará kuřata jsou naváděna zvukem (šustěním papíru) a najdou cestu k pitnému systému.
Zároveň funguje jako tepelná podestýlka. Je plně biodegradibilní.

H023P0233 Papír pod kuřata, 0,67 x 200, biodegradibilní. Zelený, silný, 2 role
Zajistí, že den stará kuřata jsou naváděna zvukem (šustěním papíru) a najdou cestu k pitnému systému.
Zároveň funguje jako tepelná podestýlka. Je plně biodegradibilní. Je silnější než ostatní papíry, lze ohnout v rozích.

H023P0234 Vozík obslužný – najednou umožňuje položení papíru a dávkovat krmení buďto doprostřed nebo na stranu papíru. Nosnost 180 kg.
Dle Vašich specifikací Vám připravíme komplexní nabídku inseminace drůbeže a dalších chovatelských potřeb.



HEMASTAL – VLASTNOSTI:

- ✓ Vysoušecí a protiskluzové schopnosti
- ✓ Nízká prašnost a zdravotní nezávadnost pro obsluhující personál
- ✓ Antibakteriální a fungicidní vlastnosti
- ✓ Omezení šíření bakterií, mikrobů a mikroorganismů
- ✓ Snížení hodnoty čpavku
- ✓ Dezinfekce a podpora hojení poranění (spárků, paznehtů)
- ✓ Kladný vliv na kvalitu rohoviny
- ✓ Zkvalitnění následných hnojících účinků kejdy
- ✓ Přátelské k životnímu prostředí

Dle Vašich požadavků a specifikací jsme schopni dodat nabídku inseminace, označování a dalších pomůcek pro chov drůbeže, které nejsou v tomto katalogu uvedeny. Pro prevenci zdraví Vašich zvířat máme širokou nabídku dezinfekčních a čistících přípravků a pomůcek z našeho programu **BIOPROTEKCE - STRANA 26**.

Ovce a kozy



Hema Malšice s.r.o.

Váš dodavatel a výrobce chovatelských potřeb

ČIPY PRO OVCE A KOZY

**Elektronická identifikace
pro Váš chov**



Aplikační kleště

povinné pro export

Objednávejte přes
standardní formulář
ČMSCH a zaškrtněte
HEMA



Dle Vašich požadavků Vám připravíme nabídku pomůcek pro chov ovcí a koz.



POZNÁMKY:



POZNÁMKY:

KONTAKT a OBJEDNÁVKY:

HEMA Malšice s.r.o.

www.hema.cz

Tel: 381 277 427, Fax: 381 277 527,

Způsoby objednání:

Karla Tomáška 194, 391 75 Malšice

hema@hema.cz

Mobil: 602 733 371, 606 915 537

Telefonicky | Faxem | Mailem | Písemně



Zakladatel společnosti František Hejný

Úryvek z deníku Františka Hejného:

16. října (středa) 1918 Tak jako před válkou, i nyní jest pevnou moji myšlenkou věnovati se dále průmyslu na základě pokud možno nejširším. První povinností naší bude zlepšiti svoje hospodářství, přivesti dobytkářství, drůbežnictví a výnos polí na nejvyšší stupeň, neboť jedině tak bude možno snížiti ceny toho, co člověk nezbytně ku svému živobytí potřebuje. Věnovati se proto zlepšení dnešního stavu bude jistě vděčnou rolí a jistě povede k pozitivnímu výsledku.



www.hema.cz

hema@hema.cz

HEMA Malšice s.r.o.
Karla Tomáška 194
391 75 Malšice u Tábora
+420 381 277 427
+420 602 733 371

